

治疗静脉曲张的医疗弹力袜--适用于下肢静脉血液回流障碍的预防和治疗。减缓腿部酸、胀、疼、痛

产品名称	治疗静脉曲张的医疗弹力袜--适用于下肢静脉血液回流障碍的预防和治疗。减缓腿部酸、胀、疼、痛
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

介绍

静脉曲张是一种下肢静脉血液回流障碍的常见疾病，主要表现为下肢静脉曲张扩张，静脉瓣膜功能障碍等。治疗静脉曲张的医疗弹力袜是一种常用的非手术治疗方法，能够减缓疾病带来的腿部不适感，包括酸痛、胀痛等。

治疗原理

医疗弹力袜通过适度的压力带给患者的下肢，可以增加下肢肌肉和静脉壁的收缩力，促进静脉回流，改善下肢静脉阻力，减轻下肢静脉压力。同时，医疗弹力袜还具有抗血栓的作用，可以降低下肢静脉血栓形成的风险。

适用人群 已经出现下肢静脉曲张的患者 长期站立或久坐的人群 静脉血液回流障碍的高风险人群 希望预防下肢静脉曲张的人群 产品特点 科学的压力设计：医疗弹力袜采用医学压力设计，能够通过适度的压力提供静脉血液回流所需的支撑力。

舒适的材质：医疗弹力袜采用柔软透气的材质，具有良好的弹性和适应性，舒适贴合下肢曲线。

多样化的款式：医疗弹力袜有不同颜色和花纹可供选择，满足不同人群的审美需求。 使用方法

使用医疗弹力袜的方法如下：

选择合适的尺码：根据自己的腿部尺寸选择合适的医疗弹力袜尺码。

正确穿着：先将医疗弹力袜反折到脚踝位置，再将袜子逐渐向上拉至腿部，确保袜子完全贴合皮肤。

适度调整：调整医疗弹力袜在腿部的压力，确保舒适而又有效地提供压力支撑。

定期更换：建议每天使用医疗弹力袜，并根据使用情况定期更换。 常见问题解答 1.

医疗弹力袜能够完全治愈静脉曲张吗？

医疗弹力袜不能够完全治愈静脉曲张，但可以帮助减轻症状，预防疾病进一步恶化。

2. 如何判断医疗弹力袜尺码是否合适？

选择医疗弹力袜尺码时，需要测量自己的腿部尺寸，包括脚踝、小腿宽处和小腿窄处的周长，并参考厂家提供的尺码表选择合适的尺码。

3. 医疗弹力袜需要经常更换吗？

医疗弹力袜需要根据使用情况定期更换，通常建议每3到6个月更换一次，或者根据医生的建议进行更换。