

物理加压降温仪

产品名称	物理加压降温仪
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	制冷模式:航天级半导体制冷 操作:10寸液晶触摸屏 温度:4 -45
公司地址	河南省郑州市金水区花园路126号正弘城丽汀公寓13层1311号(注册地址)
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

物理加压降温仪全自动加压冷热敷机

作为一名机械制造行业技术工程师，我将为大家介绍一款创新的产品物理加压降温仪。该产品是一种冷敷机，拥有加压、半导体制冷和自动控制等多种特点，旨在为用户提供更方便、高效的降温和冷热敷体验。

1. 制冷模式航天级半导体制冷技术

物理加压降温仪采用了航天级半导体制冷技术，能够快速降低温度并保持稳定。它通过半导体材料的特性，将热量从一个侧面转移到另一个侧面，实现了高效制冷效果。与传统制冷模式相比，航天级半导体制冷技术具有更快的冷却速度和更低的噪音，为用户带来更舒适的使用体验。

2. 操作便捷10寸液晶触摸屏控制

物理加压降温仪配备了一块10寸的液晶触摸屏，用户可以通过触摸操作来控制设备的各项功能。触摸屏界面简洁直观，功能按钮一目了然，即使是没有使用过类似设备的人员也能轻松上手。通过触摸屏，用户可以设定降温的温度范围、时间长度以及加压的程度，实现个性化的温度和加压控制。

3. 温度范围广泛4 -45 多档可调节

物理加压降温仪的温度范围可调节，适应不同需求。它可以降温至4℃，用于处理新鲜伤口、扭伤等急救情况；也可以升温至45℃，用于缓解肌肉酸痛、促进血液循环等康复需求。多档温度可调节，满足不同用户的个性化需求。

为您使用冷敷机的目的：

缓解疼痛，控制出血、消肿，缓解肌肉痉挛，降低代谢率。

1) 对各种外伤、软组织损伤及术前术后的肿胀、水肿、血肿、浮肿、关节积血、积液等疼痛有明显改善效果。适用于各种急慢性软组织损伤、肌肉损伤、闭合性骨折、四肢骨折及关节术后的神经疼痛，急慢性软组织疼痛等。

2) 对于骨科和外科造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。

当您有以下禁忌症时请告知医护人员：

- 1、感觉障碍
- 2、有心脏疾患，如心律不齐、心绞痛、冠心病等。
- 3、高血压
- 4、愈合中的伤口

使用仪器时您应注意的事项：

1. 每次设定冷敷机治疗仪的治疗时间为30分钟。
2. 按下启动按钮后压缩空气向冷水箱中加压，冷水开始注入冰囊，达到预先设定压力时气泵停止。
3. 保压3分钟，3分钟后电磁排气阀切换为负压，冰囊中水流回保温箱。如此周而复始，达到设定时间后自动停机。
4. 使用仪器过程中若有不适或感觉异常，立即呼叫医护人员帮您处理。