

SP-CXQ100C医用外伤冲洗器 犬伤清创机

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | SP-CXQ100C医用外伤冲洗器 犬伤清创机 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

SP-CXQ100C医用外伤冲洗器，这是一款专注于犬咬伤暴露处置的创新产品。该器械具备连续可调的流量属性，容量达到300ml以上，压力达到56Kpa，为清洗犬伤提供了高效便捷的解决方案。

狂犬病介绍

狂犬病是由病毒感染引起的急性传染病，主要通过狗狼等动物的咬伤传播给人类。狂犬病病毒存在于动物的唾液中，一旦被犬咬伤，病毒就有可能进入人体，潜伏数周或数月后引发狂犬病发病。

犬伤清创的重要性

对于犬咬伤患者，进行及时而彻底的清创非常关键。清创可以有效去除潜伏病原体，减少感染的风险。同时，清洗伤口还有助于减轻创伤疼痛、减少组织损伤、促进伤口愈合，有助于犬伤患者恢复健康。

医用外伤冲洗器使用方法

SP-CXQ100C医用外伤冲洗器操作简单，使用方便。以下是使用步骤：

将医用冲洗器与水源连接，并确保稳定的水压。

打开冲洗器流量调节开关，根据患者情况选择合适的流量。

将冲洗器喷头对准伤口，距离约5-10cm，轻轻按下banji。

用均匀的力度在患者伤口上来回冲洗，确保清洗到每一个角落。

冲洗完毕后，关闭冲洗器流量调节开关，断开与水源的连接。

产品优势

SP-CXQ100C医用外伤冲洗器在犬伤清创方面具有多项优势：

连续可调的流量属性，用户可根据实际情况调节流量大小，确保清洗效果。

大容量设计，容量达到300ml以上，可持续冲洗时间更长。

高压输出，达到56Kpa，能够有效冲洗伤口深处，清除病原体。

医用级材质，无毒、无刺激、无过敏反应，安全可靠。

符合人体工程学设计，手感舒适，操作简便。

犬伤清创是非常重要的程序，选择适合的工具至关重要。SP-CXQ100C医用外伤冲洗器以其出色的性能和便捷的操作，为犬伤患者提供了理想的清创解决方案。不论是在医院还是家庭使用，这款产品都能为您带来极大的便利和安心。