

智能中频胃肠功能治疗仪 使用说明-多种规格

产品名称	智能中频胃肠功能治疗仪 使用说明-多种规格
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	注册证编号:豫械注准20182090222 可售卖地 :全国 产地:郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

智能中频胃肠功能治疗仪 使用说明-多种规格

克夫尼生物科技有限公司是一家专业致力于医疗器械领域的企业，引进先进的科技手段和创新技术，在胃肠治疗领域推出了智能中频胃肠功能治疗仪，该产品具有多种规格，以满足不同客户的需求。

产品参数：品牌：克夫尼 注册证编号：豫械注准20182090222 适用范围：促进血液循环消炎镇痛
可售卖地：全国 产地：郑州 生产定制：是 胃肠功能治疗仪的好处：

智能中频胃肠功能治疗仪是一种先进的医疗器械，主要用于促进胃肠血液循环、消炎和镇痛。通过特定的频率和波形刺激，它可以有效地改善胃肠道的功能，缓解胃肠不适和疼痛，提高患者的生活质量。与传统的治疗方法相比，胃肠功能治疗仪具有如下优势：

非侵入性：无需手术或药物介入，安全无创。 定制化治疗：可根据不同患者的需要，进行个性化治疗。

长效效果：治疗后效果持久，可持续改善胃肠功能。 易于使用：智能化界面设计，操作简单方便。

使用方法：准备工作：将智能中频胃肠功能治疗仪置于平稳的桌面上。

连接电源：将电源适配器插入治疗仪电源接口，并将另一端插入电源插座。

操作设置：打开治疗仪电源开关，根据需要选择治疗模式和参数设置。

放置位置：将治疗仪导电片部分贴附于患者胃肠部位，并确保紧密贴合。

开始治疗：按下开始按钮，治疗仪将开始工作，并根据预设的参数进行治疗。 注意事项：

在使用过程中，请务必遵循产品说明书中的操作规范。

使用前，请确保治疗仪的导电片部分干净，无损伤。

使用过程中，应注意治疗仪的工作状态，如发现异常应立即停止使用。

请勿在患有严重心血管疾病或其他重大疾病的患者上使用治疗仪。

克夫尼生物科技有限公司不仅提供智能中频胃肠功能治疗仪的生产和销售，还支持OEM代理加盟，确保产品质量的同时，提供与客户合作的机会。我们拥有齐全的资质和认证，致力于为客户提供优质的医疗

器械产品和服务。

同行对比产品优势：

1.注册证上，首先要明确，既然是国家颁发的注册证，

针对胃肠疾病范围有所描述的内容，那么大体上都是相差不大的，

二类康复设备毕竟都是辅助临床治疗的，不要把功能夸大，

主要就是调节胃肠电节律、纠正异常起搏信号的作用。

2.功能上，咱们功能包含音乐电刺激（体外起搏）、穴位电刺激（中频电）、

耳机（缓解情绪）、病例储存系统（储存打印病历），对比以上三个厂家，性价比极高。