

理疗电极片使用 一次性耗材（配合仪器使用）导电性好

产品名称	理疗电极片使用 一次性耗材（配合仪器使用） 导电性好
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	65.00/包
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

理疗电极片的使用方法说明

一、一次性理疗电极片分类和功能应用介绍

理疗电极片是一种常见的医疗器械，主要用于电疗理疗，广泛应用于物理治疗、康复护理、美容美体等领域。根据不同的材质和形状，一次性理疗电极片主要分为椭圆形、方形、圆形等几种类型。这些电极片通常由导电材料制成，例如银胶导电面、碳胶导电面或者碳纤维导电面。不同的导电面材料具有不同的导电效果和舒适性，可根据个人需求选择合适的电极片。

椭圆形电极片适合用于大面积的治疗部位，如背部和腰部。它们覆盖范围广，能够更好地传递电流，提供强有力的治疗效果。

方形电极片适合用于较小的治疗部位，如脸部和四肢。它们形状规则，易于准确放置，能够地刺激治疗目标区域。

圆形电极片适合用于各种治疗部位，如关节和穴位。它们舒适度好，能够提供均匀的电流传递效果。

二、理疗电极片使用方法

- 在使用前，请确保治疗部位清洁、干燥，并清除任何油脂，以确保电极片与皮肤接触良好。
- 取出一次性理疗电极片，在导电面上撕下保护膜，将其轻轻贴在治疗部位上。
- 对于椭圆形和方形电极片，确保电极片与皮肤完全贴合，并充分按压以确保导电面良好地与皮肤接触。

4. 对于圆形电极片，可以使用电极片固定带来固定电极片，以确保它不会脱落。
5. 随后，将电极线连接到治疗仪器上，并按照仪器说明进行适当的设置。
6. 按照医生或人士的建议，选择合适的治疗时间和治疗强度进行治疗。

三、突出优势

1. 一次性理疗电极片采用导电材料，能够提供稳定、均匀的电流传递效果，提高治疗效果。
2. 导电面材料舒适，不会引起过敏或刺激，适合不同的肤质和敏感性皮肤使用。
3. 不同类型的电极片能够适应不同的治疗部位和治疗需求，满足个性化的治疗要求。
4. 一次性设计方便卫生，避免了交叉感染的风险，保证每次治疗都是卫生的。

总之，一次性理疗电极片通过不同类型和导电面材料的选择，能够满足各种治疗部位和治疗需求，提供稳定、均匀的电流传递效果，并确保治疗的安全、舒适和卫生。在使用之前，请仔细阅读产品使用说明，并根据自身情况和医生建议正确使用，以获得佳的治疗效果。如果您对产品有任何疑问，请及时咨询医疗人士。我们愿意为您提供、贴心的服务。