

## 医用高温消毒柜

产品名称	医用高温消毒柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

医用高温消毒柜厂家简介：

医用高温消毒柜厂家——北京福意电器有限公司多年以来一直主力经营可靠性恒温设备，并致力于研究与改善；配套提供意见、完善的产品、快速的。北京福意电器有限公司位于北京市，地理位置优良、交通便捷。数年来公司坚持致力于高性能造、设计和、为一体的企业，拥有雄厚的力量、一如既往为客户提供可靠、的“恒温设备”满足客户的要求。

医用高温消毒柜参数：

医用高温消毒柜：特点：

医用高温消毒柜：

可用于科研研究、特殊材料的恒温试验，保存、生物材料、疫苗、生物制品、产品的耐温试验等。适用

于科研院、电子、化工、医院、系统、高校实验室、企业等。产品特点：高精度电脑温度控制系统：采用微电脑优良温度控制器，箱内温度自由设定。的制冷系统：采用无氟制冷剂，优良压缩机，；风扇电机；无CFC聚氨酯发泡，厚加厚保温层，保温效果好。人性化设计：橘面塑粉喷涂，数码温度显示，运行状态一目了然；旋转助力把手，开启轻便。的控制系统：键盘锁定和密码保护功能，防止随意调整运行参数；开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠；完善的声光报警系统（传感器故障、高、低温报警）物品存放；门体配锁，防止随意开门。

医用高温消毒柜：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开头转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作结束后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）依靠的产量抓住市场，利用积的营销策略拓展市场，凭借客户的经营理念巩固市场，立志创造产品，提供优良，

医用高温消毒柜