

医疗器械胃肠动力治疗系统 使用说明-多种规格

产品名称	医疗器械胃肠动力治疗系统 使用说明-多种规格
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:郑州 生产定制 :是 适用范围:促进血液循环消炎镇痛
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

尊敬的客户，您好！欢迎选购医疗器械胃肠动力治疗系统。本文将详细介绍产品的规格参数以及使用方法和注意事项，同时突出我们公司的生产销售以及支持OEM代理加盟的优势。

规格参数	品牌	克夫尼
	注册证编号	豫械注准20182090222
	适用范围	促进血液循环消炎镇痛
	可售卖地	全国
	产地	郑州
	生产定制	是
	胃肠动力治疗仪的作用和好处	

胃肠动力治疗仪作为一种医疗器械，可以有效促进血液循环，消炎镇痛，起到调节胃肠功能的作用。其主要好处包括：

- 促进胃肠蠕动：胃肠动力治疗仪通过刺激胃肠道的神经和肌肉，可以促进胃肠蠕动，改善消化功能。
 - 缓解胃肠疼痛：胃肠动力治疗仪可以通过调节神经活动和减轻炎症反应，缓解胃肠疼痛，提高生活质量。
 - 改善消化吸收：胃肠动力治疗仪可以促进胃酸和消化酶的分泌，增加饮食的消化吸收率，从而提高营养吸收效果。
- 使用方法和注意事项

为了保证使用效果和安全性，请按照以下方法正确使用胃肠动力治疗仪：

- 使用前，请将胃肠动力治疗仪插入电源适配器，并将电源适配器插入电源插座。
- 将胃肠动力治疗仪的探头轻轻插入肛门，调整适合的使用角度。
- 打开胃肠动力治疗仪的电源开关，根据个人需求选择合适的治疗时间和治疗强度。
- 治疗完成后，关闭电源开关，将探头取出，清洁并保养好胃肠动力治疗仪。

请注意以下几点注意事项：

请在医生建议或指导下使用胃肠动力治疗仪。请勿将胃肠动力治疗仪用于非治疗目的。
请勿在水中使用胃肠动力治疗仪。请勿使用胃肠动力治疗仪过度，以免导致不适。我们的优势

作为郑州克夫尼生物科技有限公司，我们的产品质量有着严格的质量保障和资质齐全。除了生产销售，我们还支持OEM代理加盟，为客户提供更灵活的合作方式。我们的产品不仅具有良好的使用效果，还获得了豫械注准20182090222的注册证编号，经过了严格的审批和认证。

感谢您对我们公司的关注和支持，如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

工作原理：

胃动力治疗仪工作原理是基于胃肠起搏点的电活动可被外加电流刺激所驱动，

以模仿人体副交感神经给肠胃电信号那样，对胃肠起搏点施加健康人体的胃电信号

（这个信号叫拟声电信号），可分别对胃、肠起搏点进行起搏，促使紊乱的胃电活动产生跟随效应，

以恢复正常节律，从而达到治疗各种功能性胃肠疾患的目的。

适用范围：适用范围：治疗消化不良、胃酸、胃胀、胃痛、不消化、

暖气、早饱、厌食、胃轻瘫、胃下垂、胃起搏动力弱（胃挪动动力不足）、

胃节律紊乱综合症，以及肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘等等。

适用科室：消化科、老年科、外科术后、肿瘤科、ICU等