

# 安康利器盒 麦福德包装材料 利器盒生产厂家

产品名称	安康利器盒 麦福德包装材料 利器盒生产厂家
公司名称	天津麦福德包装制品技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区黄河道94号
联系电话	13207643017

## 产品详情

医疗利器盒产品的使用方法:安装医疗利器盒:将盒与盒盖对接，用力下压，整体安装。左右旋转顶盖上的红色旋转盘，利器盒生产，可以打开或关闭利器盒，逆时针旋转为打开，顺时针旋转为关闭。刀片或玻璃等锐器，以及用于抽血的、输液器等带血污染物可直接放入顶部大开口。

当利器盒填充到体积的70%时，利器盒批发，应关闭利器盒:顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到咯的声音后，在红色顶盖的翘起处用力按压，使整个利器盒安全锁定

印在尖盒的侧面。有害废物的警告标志。正确使用锋利的工具箱可以有效预防和减少锋利工具的损坏。

利器盒是存放创伤性医疗废物的容器，只能安装以下物品:

检查利器盒在使用前是否完好。

或刀片、载玻片等锋利工具，可直接放入顶部大开口。当利器盒中的物品满3/4时，利器盒应关闭。

利器外表面一旦被污染，应对污染进行消毒，必要时加一层包装。

安装利器盒时，箱体应与盒盖对接，用力旋转，整体安装，避免紧固盖松动造成利器泄漏。

采集针头时，可将针头伸入水滴孔，卡在奶嘴与针头的接口处，轻轻向外按压针筒，针头可自动落入利器盒内。

医院利器盒的管理的一些具体内容：1.针头的收集：将针头伸入水滴形孔中，在与针头的接口处卡住，轻轻向外下压针筒，针头就自动掉入利器盒内。2.输液器的利器部分收集：手握输液器的软管，将利器部分伸入顶盖的大开孔中，用剪刀剪即可，安康利器盒，其锐器部分即掉入利器盒内。3.刀片或者玻璃等锐器，以及抽输血用的、输液器等带血的污染物品可直接放入顶部大开孔中。4.当利器盒被盛满至容积的70%时，应封闭利器盒：顺时针旋转顶盖上的红色旋转盘，听到“咯”的声响后，在红色顶盖的翘起处用力揿一下，整个利器盒即被安全锁定。

安康利器盒-麦福德包装材料-利器盒生产厂家由天津麦福德包装制品技术有限公司提供。安康利器盒-麦福德包装材料-利器盒生产厂家是天津麦福德包装制品技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。