

流量蠕动泵批发 流量蠕动泵 莱普特科学仪器

产品名称	流量蠕动泵批发 流量蠕动泵 莱普特科学仪器
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

Flow peristaltic pump蠕动泵

Flow peristaltic pump/100L/600L蠕动泵流量可直接显示，用户只需调整所需要的流量即可，与传统蠕动泵需要根据转速调整流量相比本款蠕动泵使用户操作起来更加准确与便捷。本款蠕动泵特有“简易分装”功能，流量蠕动泵批发，实现重复定时定量分装，省去时间控制器，能够分装培养基、琼脂或缓冲液等液体，结构设计简洁，操作界面直观，符合人体工程学设计。另外Flow peristaltic pump蠕动泵采用彩色液晶和触摸屏技术，操作界面简单，直观，流量蠕动泵，明了。主要适用于准确流量传输控制，用户可以根据自己的需要流量显示，流量控制，流量累计。同时Flow peristaltic pump蠕动泵实现了重复定时定量传输。适用于准确计量和定量给料，精度较高可达0.5%，为了减小不必要的蠕动泵噪音，采用了智能温控技术。在RS485通讯中，流量蠕动泵价格，因为采用了MODBUS协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，PLC等连接。

Dispensing Peristaltic Pump /600 F分配型智能蠕动泵

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

功能及特点

? 真彩色液晶屏显示，触摸屏加按键操作；

- ? 具有流量分配，时间分配，分配三种工作模式；
- ? 各种工作模式预存五组分配参数；
- ? 电机准确转动角度控制技术，减小了传统的时间控制分配模式由于电机缓启动等因素造成的分配误差；
- ? 红外遥控功能；
- ? 启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能；
- ? 转速分辨率0.1转/分钟；
- ? 流量显示，流量控制，流量累计；
- ? 具有流量校正功能；
- ? 蠕动泵系统，较大程度上方便用户的使用；
- ? 智能温控功能，较大限度降低蠕动泵噪音；
- ? 外控高低电平控制启停，正反，简易分装，流量蠕动泵，光耦隔离；外控模拟量调节转速；
- ? RS485通讯，支持MODBUS协议，方便与各种控制设备连接；
- ? 内部结构采用双层式隔离设计，电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- ? 较强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- ? 驱动器铝板喷塑外壳，易清洁，有效防止信号干扰；
- ? 可以安装不同泵头，实现不同泵头与驱动器组合；
- ? 可实现外部脚踏开关控制起停，实现分配灌装功能；
- ? 全系标配手动分配器，使操作更加便捷灵活；

使用蠕动泵时如何让蠕动泵达到较高的工作效率？

莱普特科学仪器（北京）有限公司主要产品有PCR仪、离心机、恒温混匀仪、磁力搅拌器、干式恒温器（恒温金属浴）、微孔板振荡器、恒温孵育器、氮吹仪、红外接种环灭菌器、摇床、封膜仪、移液器、漩涡混合器、生物指示剂培养器、均质器、振荡器、切胶仪、电泳仪、蠕动泵、溶剂过滤器、无油真空泵、微生物限度检查仪、凝胶成像系统等系列产品。

蠕动泵在使用的时候要定时检查泵管的磨损情况。因为蠕动泵管是易损件，一旦破损就会造成液体渗漏，因此要及时检查泵管的表面是否有早期磨口，以防止泵管破损。

在选择蠕动泵的时候要注意需要输送的液体会不会腐蚀泵管。因为泵管的材质较多，输送的液体种类也非常多，没有一种泵管可以耐受所有的液体，所以需要确认自己的液体种类，通过化学相溶表做对比或者通过浸泡实验确保泵管可以使用。

希望以上内容对您使用蠕动泵有所帮助。

流量蠕动泵批发-流量蠕动泵-莱普特科学仪器由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！