

医院专用 妇科臭氧 主要结构-工作原理

产品名称	医院专用 妇科臭氧 主要结构-工作原理
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称 :臭氧治疗仪 产地 :郑州 生产定制:是
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

医用臭氧治疗仪是一种专业的妇科设备，主要用于妇科疾病的治疗。臭氧是一种由三个氧原子组成的气体，具有较强的杀菌和氧化作用。本文将从医用臭氧仪的功效、优势、使用方法以及医用标准等多个方面进行详细介绍，帮助客户全面了解该产品。

一、医用臭氧治疗仪的功效

1. 杀菌消毒：臭氧具有强烈的杀菌能力，可以有效消灭病毒、细菌等病原体，为妇科疾病的治疗提供可靠保障。2. 促进血液循环：臭氧治疗可以改善局部血液循环，增强血管弹性，提高氧气输送效率，加速炎症吸收和伤口愈合。3. 缓解炎症反应：臭氧具有强烈的氧化作用，可以清除体内毒素和自由基，减轻炎症反应，缓解疼痛和不适感。

二、医用臭氧治疗仪的优势

1. 高效安全：医用臭氧仪采用先进的臭氧发生装置和精准控制系统，确保臭氧的产生量和浓度在安全范围内，避免了对人体的伤害。2. 操作简便：医用臭氧仪采用触屏操控方式，操作简单明了，医疗人员可以轻松掌握各种治疗参数，提高工作效率。3. 适用广泛：医用臭氧治疗仪适用于各种妇科疾病的治疗，包括宫颈炎、盆腔炎、宫颈糜烂等，适用范围广泛，具有较高的治疗成功率。

三、医用臭氧治疗仪的使用方法

- 准备工作：确保设备连接安全可靠，检查治疗手段和材料是否齐全。
- 患者准备：患者需要脱去下体衣物，保持清洁，采取舒适的姿势，配合医生进行治疗。
- 设备设置：根据患者的情况和治疗需求，设置合适的治疗参数，包括臭氧浓度、治疗时间等。

4. 治疗操作：医生将治疗手段插入患者的阴道或子宫颈口，通过触屏操控设备，开启臭氧治疗，完成治疗过程。

5. 治疗结束：治疗时间到达设定值后，停止臭氧供应，取出治疗手段，告知患者注意事项和注意事项，完成治疗过程。

四、医用臭氧治疗仪的医用标准

品牌	操作方式	产地	可售卖地	生产定制	产品名称
克夫尼	触屏操控	郑州	全国	是	臭氧治疗仪

根据医疗器械相关法规和要求，医用臭氧治疗仪符合相关标准，通过了国家认证和检验机构的严格检测，保证了产品的质量和安全性。

综上所述，医用臭氧治疗仪作为一种专业的妇科设备，具有杀菌消毒、促进血液循环和缓解炎症反应等功效，具备高效安全、操作简便和适用广泛的优势，通过简单的使用方法和符合医用标准的产品参数来满足医疗需求。我们克夫尼生物科技有限公司作为专业生产医用臭氧治疗仪的厂家，欢迎广大客户咨询和购买。

妇科臭氧治疗仪及咱们耗材的优势总结：

1.设备操作简单，10.1寸触摸屏。具有冲洗、臭氧、雾化三种功能。

且配有冲洗脚踏板，可以自由延长冲洗时间。

2.温度可以实时显示：29°-42°

（通用水温低于30°或者高于42°都会发出提示警报，

机器会保持适的工作恒温：30°-39°之间，以避免水温不适对女性腔体的不必要损伤）

3.水箱缺水也会进行报警提示，并进行自动上水，提高设备使用的便捷性和安全性。

4.冲洗管轻便耐用，冲洗头是7孔的冲头，可保证360°全方位冲洗，使冲洗更彻底，

且冲洗过程当中水压会保持适宜压力，比较舒服，

区别于市场上低压冲洗不彻底或避免高压冲洗对女性腔体的二次损伤。

5.雾化盒采用隐藏式，不易损坏。雾化头的四面都有针孔，且雾化盒里配有雾化片，

通过高频震动，使雾化盒里的液体充分雾化后全面作用于女性腔体中，而很多传统的雾化盒，里面采用的还是普通的加热片，根本达不到雾化的效果，出来的都是水汽。

6.咱们的耗材不仅有的杀菌、消炎的作用，卡波姆还具有极强的亲肤性，对皮肤和粘膜有很好的保护作用，而磷酸脂肪酸对活化细胞，维持新陈代谢，基础代谢及荷尔蒙的均衡分泌，增强人体的免疫力和再生力，都能发挥重大的作用。

7.设备集合了臭氧冲洗、超声雾化等几大功能，配合咱们的专用妇科耗材，可以将液体敷料充分的进行雾化和空化，因此深入彻底的发挥物理作用和药物效应，360°无死角的解决多种妇科炎症及宫颈疾病。

8.加入耗材以后，不但可以提升治疗效果，还可以增加医院的科室创收，双层受益，大大提高项目的操作可行性。

9.妇科病症比较特殊，大多数情况都是走门诊形式，不牵扯到医保报销，操作简单，病房、门诊包括诊所等皆可使用。