

医疗器械 压力刺激贴使用方法和注意事项

产品名称	医疗器械 压力刺激贴使用方法和注意事项
公司名称	郑州克夫尼生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产定制: 是 品牌:克夫尼 产地 :河南郑州
公司地址	郑州高新区冬青街10号3号楼4层南4号
联系电话	15738316762 15738316762

产品详情

医疗器械 压力刺激贴使用方法和注意事项

使用穴位压力刺激贴能够有效缓解疼痛、促进血液循环、调节气血等多种功效，对于改善身体健康非常重要。作为郑州克夫尼生物科技有限公司的产品，我们既提供完善的销售服务，也支持OEM定制项目。

我们的产品参数如下：

品牌：克夫尼 产地：河南郑州 可售卖地：全国 生产定制：是

在使用穴位压力刺激贴前，请仔细阅读以下使用方法：

将穴位压力刺激贴平放在干燥的皮肤上。根据个人需要，选择合适的穴位。轻轻按压穴位压力刺激贴，提供适度的刺激。每次使用时间不超过30分钟。使用完成后，将穴位压力刺激贴保存在干燥清洁的地方。

穴位压力刺激贴的使用有以下几点好处：

缓解疼痛：通过刺激穴位，可以舒缓肌肉疼痛，如肩颈痛、背痛等。
促进血液循环：穴位按摩可以增强血液流动，改善血压、血糖等问题。
调节气血：穴位按摩能够调节气血，有助于提高免疫力、调整体内平衡。

使用穴位压力刺激贴时，请注意以下事项：

请确保使用前皮肤干净，没有伤口或破损。在使用过程中，如果出现不适，请立即停止使用。请避免使用在有肿瘤、炎症、潮湿或敏感皮肤上。请遵循产品的使用说明并妥善保管。

我们公司除了提供现有产品的生产和销售，还可以根据客户需求进行OEM定制，满足不同市场的需求。我们拥有专业的研发团队和先进的生产设备，能够确保产品的质量和效果。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎随时联系我们的销售团队，获得更多详细信息。

使用方法；

1、本产品为中医定向透药治疗仪、超声导入仪、脑循环治疗仪、经颅磁电疗仪、干扰电治疗等脉冲治疗仪以及其他带输出电极的理疗设备的配套使用产品

2、使用本品前，先清洁要粘贴的部位。

3、撕开包装袋将本品与中(低)频脉冲治疗仪的导线连接好，揭开

护胶片，将粘胶片直接粘贴于所需部位。粘贴电极时应轻轻按压要确保电极中心的压敏感导电胶紧贴皮肤，导电效果更佳。

4、打开机器开关，按治疗仪的说明书操作机器。使用完后先关掉开关，

再取下粘胶片。

5、本产品为一次性用品，严禁重复使用。