

# 社区中心犬伤清创机 犬伤冲洗设备

产品名称	社区中心犬伤清创机 犬伤冲洗设备
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 社区中心犬伤清创机 犬伤冲洗设备

社区中心犬伤清创机是一款专为犬咬伤暴露处置设计的医用外伤冲洗器。它具有连续可调的流量，容量300ml，压力为56Kpa，能够有效清洗和冲洗犬伤，为伤口提供良好的护理。

### 狂犬病介绍

狂犬病是一种由狂犬病毒引起的疾病，主要通过被感染动物的咬伤或抓伤而传播。一旦感染，病毒会影响中枢神经系统，导致严重的神经系统损害。因此，对于受到犬伤或其他动物咬伤的人员，及时的清洗和消毒伤口是非常重要的。

### 犬伤清创的重要性

犬伤清创是指对狗咬伤导致的伤口进行及时清洗和处理。清洗伤口能有效去除伤口表面的细菌、病毒和其他污染物，减少感染的风险。此外，清洗还能刺激伤口的愈合和新生血管的生成，加快伤口的恢复。

### 医用外伤冲洗器的使用方法

使用医用外伤冲洗器非常简单，以下是基本使用方法：

，准备好冲洗器和适当的冲洗液，如生理盐水。

将冲洗液倒入冲洗器的容器中，注意不要超过容量线。

将喷嘴连接到冲洗器的出口处，并确保连接牢固。

将喷嘴对准伤口，轻轻按下冲洗器上的按钮，开始冲洗。

用适量的冲洗液彻底清洗伤口，注意不要用太大的压力冲洗，以免伤口受到二次损伤。

冲洗完毕后，将冲洗器彻底清洗和消毒，存放在干燥通风的地方。

## 产品优势

社区中心犬伤清创机是您清洗犬伤的理想选择，具有以下优势：

**流量连续可调：**根据伤口情况 and 需求，您可以自由调节冲洗液的流量，确保伤口得到充分的清洗。

**容量大：**犬伤清洗需要充足的冲洗液来清洁伤口，而社区中心犬伤清创机的容量达到300ml以上，能够满足您的需求。

**压力适中：**56Kpa的压力既能够有效清洗伤口，又不会对伤口造成二次损伤。

通过使用社区中心犬伤清创机，您能够及时高效地清洗伤口，为伤口提供有效的护理，降低感染和其他并发症的风险。无论是在社区中心还是家庭中，这款专业级的医用外伤冲洗器都能为您的健康和安全保驾护航。