

皓喜康医用静脉曲张压缩袜强化了对深层静脉和浅层静脉的压迫力度，促进了静脉回流和淋巴引流

产品名称	皓喜康医用静脉曲张压缩袜强化了对深层静脉和浅层静脉的压迫力度，促进了静脉回流和淋巴引流
公司名称	河南省兴优医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区玉兰街62号
联系电话	17888553268 18530953220

产品详情

医用静脉曲张压缩袜适用于下肢静脉血栓的预防和治疗 就尔医疗弹力袜的产品服务介绍

近年来，随着人们生活方式的改变和老龄化进程的加速，静脉疾病的发生率也呈现出不断上升的趋势。静脉血栓是静脉疾病中的一种严重病症，对人的生命健康造成了极大的威胁。医用静脉曲张压缩袜作为静脉血栓预防和治理的一种有效手段，被越来越多的医生和患者所重视和使用。

就尔医疗弹力袜作为国内的医用袜品牌，一直致力于为广大患者提供更加安全、舒适、可靠的袜品服务。本文将详细介绍就尔医疗弹力袜在下肢静脉血栓预防和治理方面的产品服务。

一、产品介绍

就尔医疗弹力袜是一种经过医学认证的医用袜品，主要由导汗纤维、弹性纤维和精纺棉等高品质原材料组成，具有优异的吸湿、排汗、透气和抗菌等功能。其独特的压力设计和穿着形式能够帮助静脉系统更加正常地运转，从而起到预防和缓解静脉血栓的效果。

1. 压力设计

就尔医疗弹力袜采用医学压力设计，通过逐渐递减的压力设计，将各个压力区域分层加压，强化了对深层静脉和浅层静脉的压迫力度，促进了静脉回流和淋巴引流，有效防止了血栓的形成。

2. 穿着形式

就尔医疗弹力袜采用的是足部开口、滑膜网孔、空调带等独特的穿着形式，能够更好地适应患者的腿部形态，使其穿着更加舒适、自然，通过适当的松紧度和拉伸度来维护袜子的压力设计，提高了产品的使用寿命和效果。

二、适用范围

就尔医疗弹力袜适用于下列人群

1. 已经诊断出下肢静脉血栓的患者，用于治疗 and 预防血栓的再次形成。
2. 下肢动脉疾病、下肢静脉曲张、淋巴水肿、静脉炎等静脉系统疾病的患者，用于改善静脉循环，消除疼痛和水肿等症状。
3. 长期坐着或站着的人群，如办公室人员、司机、服务员等，用于预防下肢静脉曲张和血栓等问题的发生。

三、产品价格

就尔医疗弹力袜的价格在不同的规格和档次之间会有差异，但总体来说比市面上同种类型的袜子略高。这也是因为其采用了高品质的原材料和工艺，经过多次严格的品质监管筛选，以及专业的医疗认证。

四、产品使用方法

1. 先将袜子反折，然后用手握住袜口，逐渐向下滑动扣好后继续穿戴即可。
2. 穿戴前，应先将腿部抬高10到15分钟，帮助缓解静脉血液的积聚。
3. 穿戴时，应注意保持袜子平滑，不能有褶皱和皱纹。
4. 每天要穿戴6小时以上，建议晚上睡觉前穿戴，避免穿戴时间过长，导致下肢局部压迫过大。

五、相关专业知识

1. 静脉血栓危险因素

- a. 长时间静坐、站立或行走受限。
- b. 遗传因素，如血友病等。
- c. 外伤或手术后短时间内。
- d. 长期吸烟、高脂饮食、高血压等不良生活习惯。

2. 静脉血栓预防方法

- a. 适当运动，避免长时间久坐或静站。
- b. 穿着医用压缩袜或医疗弹力袜等。
- c. 注意保持足够的水分，避免脱水。
- d. 避免久坐或久站后马上躺下。
- e. 遵医嘱用药，如抗凝药等。

3. 静脉血栓的常见症状

- a. 下肢胀痛和肿胀。
- b. 下肢发生紫斑或静脉炎。
- c. 下肢皮肤温度增高。
- d. 下肢疼痛和皮肤谷仓区增厚。

六、常见问答

1. 医用压缩袜和医疗弹力袜有什么区别

医用压缩袜和医疗弹力袜主要区别在于设计和使用功能上。医用压缩袜主要通过固定压力区域，限制血管的扩张和膨胀。而医疗弹力袜通过逐渐递减的压力设计，分层加压，强化了对深层静脉和浅层静脉的压迫力度，促进了静脉回流和淋巴引流，从而有效预防血栓形成。

2. 如何选择合适的医疗弹力袜

选择合适的医疗弹力袜需要根据自身的肢体和健康状况，选择适合自己的尺码和档次等。建议在医生或专业人士的指导下选择，以确保其使用的效果和安全性。

3. 医疗弹力袜