

医用犬伤创面清洗机-医用外伤冲洗机

产品名称	医用犬伤创面清洗机-医用外伤冲洗机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬咬伤是一种常见的外伤情况，不仅容易感染狂犬病等疾病，还可能导致伤口感染、溃疡和其他并发症。因此，在处理犬伤创面时，清洗是至关重要的一步。

为了更好地处理犬咬伤暴露处，河南希彤医疗科技有限公司开发了一款专注于犬伤创面清洗的医用外伤冲洗器，即医用犬伤创面清洗机。

医用犬伤创面清洗机具有以下几个关键属性：

流量：连续可调。该清洗机能够根据具体需求连续调整流量，以适应不同程度和类型的犬咬伤，确保有效清洗。

容量： 300ml。拥有足够的容量，能够一次性清洗较大面积的犬伤创面，减少不必要的换水和操作。

压力：56Kpa。提供适度的冲洗压力，能够有效去除伤口内的污物和细菌，并帮助促进创面的愈合。

狂犬病是一种由病毒引起的急性中枢神经系统感染病，常由犬科动物咬伤或抓伤传播。感染后，病毒会通过神经组织迅速进入大脑，导致不可逆的脑组织损害。因此，对犬咬伤创面的清洗十分重要，能够有效清除潜伏在伤口中的病毒，降低狂犬病感染的风险。

清洗犬伤创面具有重要的意义，可以有效清除伤口内的污垢、细菌和其他病原体，减少感染的概率，并帮助伤口更好地愈合。医用外伤冲洗器的使用方法相对简单。如下所示：

将医用犬伤创面清洗机连接好电源，并确保连接稳固。

将清洗机中的洗涤液或盐水注入容器中，确保清洗液体足够。

轻轻将冲洗头置于伤口上，并调整流量和压力合适。

用轻柔的压力将清洗头缓慢移动，确保液体能充分冲洗伤口。

清洗结束后，将器械进行消毒和清洁，做好准备下一次使用。

医用犬咬伤创面清洗机的优势不仅体现在其流量可调、容量大、压力适中的关键属性上，还有以下几点：

设计合理：医用犬伤创面清洗机采用人体工学设计，握持舒适，操作简单方便。

材质优质：选用高品质材料制作，耐用且易于清洁。

稳定性强：内置稳定装置，确保清洗机在工作过程中保持稳定，减少不必要的晃动。

综上所述，医用犬伤创面清洗机是一款非常实用的工具，在处理犬咬伤时具有明显的优势。它不仅能够有效清洁伤口，减少感染的风险，还能促进伤口的愈合。如果您正寻找一款高品质、易用、有效的医用外伤冲洗器，医用犬伤创面清洗机将是您的理想选择。