

玺佑KYW-J202局部恒温仪精配机冷疗设备 局部降温

产品名称	玺佑KYW-J202局部恒温仪精配机冷疗设备 局部降温
公司名称	河南玺佑医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路49号 绿地原盛国际3号楼C座3层35号
联系电话	15617965508 19149400900

产品详情

玺佑KYW-

J202是一款精配型数码局部恒温仪，它能够为用户提供有效的冷疗设备，帮助实现局部降温的效果。

数码局部恒温仪的好处是多方面的。它具有精准的温度控制功能，可以按照用户的需求设置并维持恒定的温度，实现更jingque的治疗过程。该恒温仪使用数字显示屏，让用户可以直观地了解当前温度状态，方便操作和控制。此外，该设备还配备了多种冷疗配件，可以根据不同部位的需求进行定位降温，实现更精准的治疗效果。

使用数码局部恒温仪也需要注意一些操作方法和注意事项。使用前需要对设备进行检查，确保工作正常，避免任何故障发生。使用时需要根据具体治疗需求设置温度，确保合适的降温效果。将降温配件放置在所需治疗的部位上，并按照使用说明进行治疗操作，避免对皮肤造成不必要的伤害。最后，在使用过程中要保持设备卫生，及时清洗和消毒冷疗配件，保证治疗的安全和卫生。

总而言之，玺佑KYW-J202局部恒温仪是一款功能齐全的冷疗设备，适用于局部降温治疗。它的精准温度控制、数字显示屏、多种冷疗配件等特点使其在市场上备受青睐。在使用过程中，要注意操作方法和注意事项，确保治疗效果和用户安全。

安装设置流程

器材：主机1台 循环管1根 电线1条 电压适配器1个 医用冰袋1个

第一步：拔掉设备左边塞子

第二步：往设备注水口加入300-400ml的蒸馏水/纯净水，（作为制冷介质输送到治疗部位带走颅内温度）

第三步：循环管对准设备进行连接（向左向右进行）需要插入至2/3处，防止使用过程中脱落

第四步：连接医用冰袋

第五步：电线对接电压适配器，连接设备通电开机