

化验室用马弗炉 马弗炉 上海昀跃实验电炉

产品名称	化验室用马弗炉 马弗炉 上海昀跃实验电炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

马弗炉的使用及注意事项

1. 新炉的耐火材料里含有水分，另外为使加热元件生成氧化层，在开始使用前，必须先低温下烘烤数小时并逐渐升温至900℃，且保持5小时以上，以防炉膛受潮后因温度的急剧变化而。
2. 在马弗炉加热时，炉外套也会变热，应使炉子远离物，井式马弗炉，并保持炉外易散热。
3. 加热元件的工作寿命取决于其表面的氧化层，破坏氧化层会缩短加热元件的寿命，而每次停机都会对氧化层有所损害，因此开机后应避免停机。
4. 使用时炉温不得超过额定温度，以免烧毁电热元件，并禁止向炉膛内灌注各种液体及熔解的金属。
5. 在做灰化试验时，一定要先将样品在电炉上充分碳化后，再放入灰化炉中，以防碳的积累损坏加热元件。
6. 几次循环加热后，炉子的绝缘材料可能出现裂纹，这些裂纹是热膨胀引起的，对炉子的质量没有影响。
7. 马弗炉为实验用品，不得移作它用，样品一定要用洁净的坩埚盛放，不得污染炉膛。

8. 电阻炉使用时，要经常照看，防止自控失灵造成事故，晚间无人值班时，切勿使用电阻炉。
9. 马弗炉使用完毕，应切断电源，使其自然降温。不应立即打开炉门，以免炉膛突然受冷碎裂，如急用，可先开一条小缝，让其降温加快，待降温度降至200 以下时，方可开炉门。
10. 使用马弗炉时，需注意安全。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以放心的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

用途

该马弗炉为试验室之通用设备，用于测定煤中水分，烘干物品，干燥处理及其它加热之用。可供煤炭，化工，建材，1200度陶瓷纤维马弗炉，电力，冶金，地质勘探和科研单位试验室作烧结，加热及热处理等用。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有可靠的科研力量，马弗炉，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用节能材料、放心加热元件、智能温控系统，产品具有节能效率较高、使用寿命长等优点。

产品特点

- 1、G系列炉膛-选用传统耐火材料制造，具有应用范围广、等特点。
- 2、精选材料，严格执行生产、检测工艺，各项技术指标均达到或超过《JB/T8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。
- 3、炉门技术完全符合国家《GB/Z18-2002》热处理节能技术的原则。
- 4、炉门结构密封技术。具有开启方便、安全，化验室用马弗炉，并确保炉内高温气体不外漏，达到节能、环保的目的。炉体采用一体式炉体设计，合理、使用方便。
- 5、安全保障措施：本系列电阻炉设有过压、过流、炉体表面过热保护保护开关。另设防止供电线路停电恢复后，在无人值守情况下电阻炉继续加热功能；及开启炉门后，炉膛停止供电装置。

6、新一代PID智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。

化验室用马弗炉-马弗炉-上海昀跃实验电炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在上海金山区的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。上海昀跃带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事马弗炉，实验马弗炉，箱式马弗炉的厂家，欢迎来电咨询。