

# 国产医用破伤风狂犬病毒消毒液 犬伤冲洗液

产品名称	国产医用破伤风狂犬病毒消毒液 犬伤冲洗液
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

国产医用破伤风狂犬病毒消毒液-犬伤冲洗液，具备连续可调的流量、容量 300ml和压力达到56Kpa。

狂犬病，作为一种危害性极高的动物传染病，咬伤是主要传播方式之一。一旦被犬类咬伤，清创和消毒是十分重要的。而清洗伤口的方法和工具非常关键，这就需要我们有一款专业的医用外伤冲洗器，来保护您的健康。

产品优势：

**连续可调的流量：**我们的医用外伤冲洗器具备连续可调的流量，可以根据不同伤口的大小和深度自由调节。您无需担心流量过大或过小，该产品可以满足您不同的需求。

**大容量设计：**国产破伤风狂犬病消毒液-犬伤冲洗液容量达到 300ml，足够您在清洗伤口时使用多次，确保每次冲洗都能够充分清洁伤口，减少感染风险。

**高压冲洗：**压力达到56Kpa的医用外伤冲洗器，可以帮助您更有效地清洗伤口。通过高压冲洗，可以彻底清除伤口内的细菌和污垢，减少感染的可能性。

使用方法：

，将国产破伤风狂犬病消毒液-犬伤冲洗液装入医用外伤冲洗器的容器中，确保液体充满。

轻轻旋转调节流量的旋钮，使流量达到适宜状态。

将医用外伤冲洗器的喷嘴对准伤口，握紧手柄，轻轻按下banji，开始冲洗。

用医用外伤冲洗器的流量将伤口进行温和、均匀的冲洗，确保伤口内的污垢和细菌得到有效清除。

冲洗结束后，将伤口用无菌纱布进行干燥。

国产医用破伤风狂犬病消毒液-犬伤冲洗液还有以下一些可能被忽略的细节和知识，让您更加放心使用：

我们的产品通过专业的机构进行了大量的临床实验和检测，保证其安全性和有效性。

使用时请注意冲洗过程中的角度和手法，尽量避免伤口二次污染。

请在冲洗前预先准备好所需的医用外伤冲洗器和无菌纱布，确保操作的顺利进行。

使用后请及时清洗医用外伤冲洗器，确保其下次使用前的清洁和卫生。

国产医用破伤风狂犬病消毒液-犬伤冲洗液，专为处理犬咬伤暴露处而设计。我们致力于提供高品质、安全有效的医疗器械，保护您和家人的健康。选择我们，选择专业！