

# 湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力镇痛产程效果

产品名称	湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力镇痛产程效果
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	3891.00/件
规格参数	品牌:湖南中伦 型号:湖南中伦-导乐分娩球 产地:长沙市
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

## 产品详情

### [湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳坐式用力镇痛产程效果](#)

#### D1湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳研发历程

在美欧等国产妇大多选择坐式垂直分娩的方式，目前分娩时采用仰卧位方式，虽然此种方式，方便医生护士监控胎心、宫缩情况，查看阴道和生产过程及接生，但此种方式易给产妇分娩过程及新生儿带来不好的作用。而坐式分娩顺应了产妇的生理特点，既科学又合理，能避免仰卧位分娩的不足。

#### D2湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳适用范围

足月，单胎头位；无头盆不称及妊娠引发的相关病症；胎儿状况优良排除标准：胎位不正常，产期不准；胎膜在临产前自然破裂，骨盆狭窄，头盆不称；妊娠引发心脏病、高血压、糖尿病等；出现胎儿窘迫状况。

#### D3湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳操作要点：

初产妇在第二产程采用湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳，其操作要点如下：

(1) 查看阴道，宫口开全后将初产妇送进分娩室，分娩凳放置产床边，床边铺厚棉被为靠垫，分别于分娩凳的下部放置[湖南中伦品牌防滑耐磨分娩底垫](#)；

(2) 将湖南中伦品牌分娩镜竖放于前面的地上，让产妇坐在凳子的后一部分，其背倚靠着厚棉被，在感到明显的便意或者出现宫缩后，产妇要尽可能张开两腿，同时跨至分娩凳的两边，两手紧握凳子前方的把；

(3) 产妇做如下动作：先张口吸气后摒住呼吸，尽力长时间向下用力，在呼气后立即重复上述动作，直至宫缩暂停，趁间隔时间休整放松。在这个过程中，产妇可以通过湖南中伦品牌分娩镜观看会阴扩张及胎儿头部下降情况，从而获得自信。

(4) 助产士引导产妇用力，同时查看胎心、子宫收缩、阴道口扩充与先露下降等。宫缩后由阴道口察看，当看到胎头3~4cm时让产妇仰卧于产床，湖南中伦品牌导乐分娩工具恭喜您完成导乐助产工作，太棒了，等待胎儿娩出。

#### D4湖南中伦品牌导乐分娩球参数

(1) 蜂巢防撕裂结构，环形锁能纹理,内部丝网构造，磨砂球体，防爆防滑。

(2) 材质PVC.厚度1.8-2.2 mm

(3) 粉色,型号小号(身高160以下使用)\_中号(身高160-170使用)、大号(身高170以上使用)使用。|

(4) 小号，中号及大号均可配304不锈钢导乐架。

#### D5湖南中伦品牌导乐分娩凳参数

材 质：实木

工 艺：油摩打色

包 装：硬纸装

承重结构：U型柄

大载重：140Kg

尺 寸:长 $608 \pm 10\text{mm}$  , 宽 $605 \pm 10\text{mm}$ ,高度 $420 \pm 10\text{mm}$

#### D6湖南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳临床结论

初产妇在开始第二产程时采取南中伦品牌导乐分娩球配合分娩凳坐用力，发生宫缩后从阴道口可以看到胎儿头部 3 ~ 4 c m 时帮助产妇卧于产床，取仰卧位，等待胎儿的娩出。能减少第二产程用时，有利于顺产，减少新生儿窒息发生率，改善分娩结局。

#### D7湖南中伦品牌介绍

湖南中伦精密科技有限公司是一家集导乐分娩支持工具开发、生产、销售、服务于一体的机构。始终坚持以以人为本，以客户需求为导向，崇尚创新，关注用户，在导乐工具的开发和应用上取得了倍受瞩目的成就。

公司依托于强大的研发团队、先进的生产设备、的生产工艺、完善的质量体系、高素质的技术人才，秉承“zhuoyue设计、精心制造、用心服务、持续改进”的质量方针，致力于开发生产高、精、尖的导乐分娩支持工具。始终以高起点、高质量、高信誉立足于市场，主要产品有导乐球、导乐车、导乐椅、导乐凳、分娩凳、导乐便椅、花生球、导乐球架等几十个品种，产品远销全国各地，并出口新加坡、德国、香港、澳门等国家和地区，深得用户好评，更因其质量可靠的品质和完美的性价比广受欢迎。