

防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）

产品名称	防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67464.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）相关-

20%甘露醇注射液是临床常用的高渗性脱水剂，具有降低颅内压、眼内压等作用，常用于由各种原因引起的脑水肿、药物过量蓄积的排泄、早期肾衰、眼内和肠道手术的术前准备等。因为其确切，作用安全，所以在临床得到广泛应用，但是由于甘露醇是一种多元醇，在水中溶解度为1:5.5，是过饱和溶液，当室温低于15℃时极易产生甘露醇微粒，甚至析出结晶，有引起血栓或静脉炎的危险[1]，当温度继续降低时结晶体加大，呈大的柱状、絮状结晶。

福意联甘露醇恒温箱，作为溶解甘露醇结晶设备，37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下恒温保存预防结晶，优良大方便解决甘露醇结晶溶解问题，提升护理工作者的工作效率，已经在各大医院广泛使用。

防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过

低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）公司说明-甘露醇属于高渗性泻剂，它的导泻作用比较强，导泻比较迅速，很容易导致我们体内电解质跟水分流失，不建议用于日常的清肠排毒。日常清肠可以选用舒泰清这一类纯物理作用的产品，也可用恒康正清、和爽等，这两种药内都加有电解质，如钠钾等，避免清肠后电解质紊乱：舒泰清它也可用于术前清肠，目前也广泛用于日常的清肠，它是通过润滑、冲刷肠道起到清肠的作用，还有助于促进结肠恢复正常生理运动，比甘露醇安全，效果也很好。舒泰清小剂量通便大剂量清肠。可有效治疗功能性便秘，在临床也被广泛应用于术前肠道清洁准备、肠镜及其它检查前的肠道清洁准备；同时，舒泰清还具有清肠排毒的功效，因个体差异，服药后可能会出现排便次数增加，甚至水样便，属于服药后的正常反应，不会影响机体电解质平衡，服药后约小时，肠道蠕动增加，患者可能会感到恶心、腹胀等不适，若症状严重，可加大间隔时间或暂停给药，直到症状消失后再恢复用药。底肠道清洁，表现为排出色水样清便。防止甘露醇再结晶储存柜FYL-YS-230L（2-48 控温）