

内镜消毒灭菌效果的监测，消毒技术规范（卫生部2002年版）第三部分（3.17.12）

产品名称	内镜消毒灭菌效果的监测，消毒技术规范（卫生部2002年版）第三部分（3.17.12）
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma/cnas 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

内镜消毒灭菌效果的监测主要包括以下几个方面：

消毒剂浓度的监测：消毒剂浓度必须每日定期监测并做好记录，保证消毒效果，使用的消毒剂在有效期内。

消毒后的内镜监测：消毒后的内镜每季度进行生物学监测并做好监测记录，灭菌后的内镜每月进行生物学监测并做好监测记录。

采样方法：监测采样部位为内镜的内腔面。用无菌注射器抽取10ml含相应中和剂的缓冲液，从待检内镜活检口注入，用15ml无菌试管从活检出口收集，及时送检，2小时内检测。

菌落计数：消毒后的内镜合格标准为细菌总数（20cfu/件，不能检出致病菌；灭菌后的内镜合格标准为无菌）。

此外，内镜消毒灭菌效果的监测还需要注意以下几个方面：

监测过程中需要遵循相关的标准和规范，如《内镜清洗消毒技术操作规范》等。

采样前应对内镜进行彻底的清洗和消毒，以避免假阴性的结果。

采样时应严格按照规定的方法和步骤进行，避免污染和误差。

监测结果应及时记录和分析，发现问题及时采取措施进行改进。

总之，内镜消毒灭菌效果的监测是保障医疗质量和安全的重要措施之一。通过定期的监测和评估，可以及时发现和解决消毒灭菌过程中存在的问题，确保内镜的卫生和安全。