

断电储存医用镊捏合力测试仪LHL2007-D厂家直供

产品名称	断电储存医用镊捏合力测试仪LHL2007-D厂家直供
公司名称	上海远梓电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海远梓 型号:LHL2007-D 产地:江苏
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层S区278室
联系电话	17710295255 17710295255

产品详情

产品特点：

采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；采用数字闭环控制，AD采集速度为500KHz,内码100万；高精度时钟芯片，断电存储；PLC控制动态显示加载力值；过载报警停机保护。

触控操作：公称规格、分类、设定载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定。自动加载张力，自动记录数据，实时显示张力和峰值力数据自动输出数据报告，机载打印十次测试报告。

执行标准：YY0T0686-2017附录B

捏合力测试范围：0~40N，误差不大于±1%，分辨率0.01N;

拉力加载速度：40mm/min，误差不大于±1mm

曲线图：显示力值与时间的曲线图

打印方式：打印10次测试平均值数据及其总平均值和偏差值。

发货清单：主机1台、夹具一套、合格证、操作说明书1份、打印纸1卷，砝码一套。

电源：AC90V-240V/50Hz

数据保存：机载针式打印机/可U盘导入电脑存储

净重：15kg 外形尺寸：400×260×240（mm）

服务：可定制非标仪器

仪器终身免费依国家标准规定升级服务、终身维护

医用镊测试仪是用于检测医用镊子性能的重要设备，为确保其正常运行和延长使用寿命，日常维护至关重要。以下是一些建议的医用镊测试仪日常维护措施：

定期清洁：定期对医用镊测试仪进行清洁，以去除灰尘、污垢和其他杂质。使用柔软的布擦拭设备表面，避免使用含有化学物质的清洁剂，以免对设备造成损害。

检查电源和电缆：定期检查医用镊测试仪的电源和电缆是否完好无损，确保设备正常供电。如有发现电缆破损或老化，应及时更换。

校准设备：定期对医用镊测试仪进行校准，以确保测试结果的准确性和可靠性。按照设备说明书中的校准步骤进行操作，或联系专业人员进行校准。

维护测试夹具：医用镊测试仪的测试夹具是测试过程中的关键部件，应定期检查其磨损情况。如有发现夹具磨损严重，应及时更换，以确保测试结果的准确性。

记录使用情况：建立医用镊测试仪的使用记录，包括测试时间、测试项目、测试结果等信息。这有助于追踪设备的使用情况，及时发现潜在问题，并采取相应措施进行维护。

避免过度使用：在使用医用镊测试仪时，应遵循设备说明书中的操作规范，避免过度使用导致设备损坏或性能下降。

总之，医用镊测试仪的日常维护对于确保其正常运行和延长使用寿命至关重要。通过遵循以上建议的维护措施，可以确保设备的准确性和可靠性，为医疗行业的日常工作提供有力支持。