

# 电疗仪器配套耗材 医用级一次性理疗电极片 按扣凝胶型 DJ-VII

产品名称	电疗仪器配套耗材 医用级一次性理疗电极片 按扣凝胶型 DJ-VII
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	65.00/包
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-VII 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

## 产品详情

医用一次性理疗电极片是一种用于医疗领域的辅助治疗工具，通常用于物理理疗、康复治疗、肌肉刺激等用途。它是一种具有导电性的贴片，能够传导电流到人体的特定部位，以帮助治疗疾病或减轻症状。下面将详细介绍一次性理疗电极片的特点、用途、分类以及使用方法等方面。

### 一、特点

- 导电性好：**一次性理疗电极片通常由导电性材料制成，能够有效传导电流到治疗部位。
- 贴合度高：**电极片通常采用胶水背面设计，能够紧密贴合在肌肤表面，确保电流传导的有效性。
- 舒适性好：**电极片通常具有柔软的材质，舒适性高，能够减少对患者的不适感。
- 安全性高：**一次性理疗电极片通常为单次使用，可减少交叉感染风险，保证治疗的安全性。

### 二、用途

- 物理理疗：**一次性理疗电极片常用于物理理疗中，如电刺激治疗、超声波治疗等，能够帮助加速康复进程。
- 康复治疗：**在康复治疗中，电极片能够帮助患者进行肌肉训练、控制运动、舒缓疼痛等。
- 病症治疗：**一次性电极片也常用于具体病症的治疗，如神经病理、肌肉劳损等。

### 三、分类

1. 形状分类：电极片通常分为方形、圆形、椭圆形等不同形状，以适应不同治疗部位的需要。
2. 尺寸分类：电极片的尺寸也有不同规格，包括小尺寸、中尺寸、大尺寸等，以适应不同患者的需求。

### 四、使用方法

1. 清洁皮肤：在使用电极片前，应该清洁和消毒治疗部位的皮肤，确保皮肤表面干燥和清洁。
2. 粘贴电极片：将电极片背面的胶水揭掉，粘贴在治疗部位的皮肤表面，确保电极片与皮肤贴合良好。
3. 调节电流：根据治疗师的建议，调节治疗仪器的电流强度和频率。
4. 开启电流：启动治疗仪器，确保电流正常传导到患者的治疗部位。

医用一次性理疗电极片是一种在物理理疗和康复治疗中广泛使用的治疗工具，具有导电性好、贴合度高、舒适性好、安全性高等特点。在使用电极片时，应该注意清洁皮肤、粘贴电极片、调节电流和开启电流等步骤，以确保治疗效果和患者的安全性。希望本文对医用一次性理疗电极片有所帮助，能够更好地了解和应用这一治疗工具。