

湖南中伦导乐车分娩过程中的安全与舒适保障

产品名称	湖南中伦导乐车分娩过程中的安全与舒适保障
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

一、导乐车简介

分娩车，也称为导乐车，是一种专为产妇设计的医疗设备。它的主要功能是帮助产妇在第一产程中，通过体位调整和适当的运动，加速胎儿的下降，促进宫口扩张，从而推动产程的顺利进展。

二、导乐车参数

尺寸：导乐车设计符合人体工学，宽度适中，方便产妇扶持和移动。高度可调，以适应不同身高的产妇。

材质：采用优质不锈钢和环保塑料制造，确保产品的稳定性和耐用性。

承重：导乐车设计承重能力强，可承受100公斤的重量，确保产妇的安全。

功能：导乐车配备有舒适的扶手和海绵托，方便产妇进行各种体位调整和运动。同时，导乐车底部装有防滑垫，确保在移动过程中的稳定性。

三、导乐车使用方法

准备阶段：在产妇进入第一产程，出现规律宫缩时，将导乐车推至产妇床边。

使用阶段：产妇可以双手扶着导乐车的支架，上身前倾，向前行走。或者双手紧握分娩车的海绵托缓慢进行下蹲动作。这些动作可以帮助产妇调整体位，放松身体，加速胎儿的下降。

休息阶段：在宫缩间歇时，产妇可以坐在导乐车上休息，以缓解疲劳和疼痛。

四、导乐车与导乐球的搭配使用

为了更好地帮助产妇进行分娩，导乐车通常与导乐球搭配使用。在胎儿位置还较高的时候，产妇可以坐在导乐球上，进行摇摆和旋转动作，帮助胎儿更好地适应产道。当产妇感到宫缩疼痛难忍时，可以扶着导乐车行走或进行其他体位调整，以缓解疼痛和促进分娩进程。

五、注意事项

在使用导乐车前，应确保产妇了解并熟悉其使用方法和注意事项。

在使用过程中，应有专业医护人员陪同，确保产妇的安全。

如产妇出现任何不适或异常情况，应立即停止使用并寻求专业医疗帮助。

通过合理的使用和搭配，导乐车可以成为产妇分娩过程中的得力助手，帮助她们更加顺利地完成分娩。

产品规格：ZL

产品产地：湖南

品牌：中伦

制造商：湖南中伦

外形尺寸：长650mm，宽550mm¹²。

轮规格：100mm*27mm¹²。

座高：580mm¹²。

座长：460mm，宽：200mm¹²。

上部U型台板：400mm*480mm¹²。

台面皮革圈：宽度85mm²。

U型台板高度：1040-1200mm¹²。

重量：15kg¹²。

承重：100kg²。

导乐车的设计符合人体工学，可以帮助产妇调整体位，缓解疼痛，促进分娩进程。使用时，产妇可以扶着导乐车的支架行走，或坐在导乐车上休息。