

成人体质测试器材 成人体质测试器材 宏康达体育

产品名称	成人体质测试器材 成人体质测试器材 宏康达体育
公司名称	北京宏康达体育科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区龙水路四越写字楼469
联系电话	18618435006 18618435006

产品详情

国民体质监测仪功能

采用21寸液晶高清晰、宽视角彩色屏，操作简单，集功能测试、数据采集、存储、打印于一体。外置各测试附件接口、网络接口、打印接口等。直接打印测试数据，给出评定标准，根据成绩教练开出运动方案。主机内安装了俱乐部体能测试查询系统软件，对于各个测试项目，都有数字、图形两种显示方式，结果简单准确。配有语音提示功能，自动报出测试者成绩。测试数据直接保存在数据库中，测试者可随时进行查询。

国民体质监测仪操作流程

1. 注册及登录

脱鞋袜站立于测试区域内，在设备扫描区域放置本人即自动完成注册，并且成功登录系统。

2. 体质测试流程

请根据屏幕语音及动作提示进行体测，测试项目依次为：

(1) 身高体重测量:测量身高，成人体质测试器材厂家，作为体质评估基础，用时约40秒(包含填写服饰重量的步骤)；

(2) 血压测量：测量血压(收缩压和舒张压)，成人体质测试器材价格，用时约1分14秒；

(3) 肺活量测量：测量肺部压，评估呼吸功能，用时约1分04秒(肺活量测量值为3276/2960ml)；

(4) 反应时测试:对反应能力的测试，用时约54秒(测量值短335ms，长595ms);

国民体质监测仪正确的测量方法

接触电极的方法

确保脚部电极、脚腕电极或手柄的电极干净情结。

使用脚部电极时，脱下袜子或丝袜。

使用脚腕电极时，成人体质测试器材，将袜子往下拉，以便电极接触到脚腕部位。

除去手、脚、脚腕等接触到电极部位的汗水和异物等。

采用脚部电极时，注意要站好，确保电极和脚部之间的接触状况良好。如果为脚腕电极，确保4各电极都接触良好。此时，注意裤子或衣服不要夹到电极和脚指尖。

使用脚腕电极时，先用生产商提供的电解质薄巾沾湿电极和脚腕部位。

脚腕电极起到测量开始按钮的作用，因此测量部位与电极正确接触，才能开始测量。

成人体质测试器材-成人体质测试器材价格-宏康达体育由北京宏康达体育科技发展有限公司提供。北京宏康达体育科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！