

湖南中伦导乐车分娩车导乐推车使用方法介绍助力自然分娩

产品名称	湖南中伦导乐车分娩车导乐推车使用方法介绍助力自然分娩
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

导乐车是一种在分娩过程中使用的辅助工具，旨在帮助产妇通过改变体位来缓解疼痛、促进宫口扩张和胎头下降，从而加速产程。以下是导乐车的使用方法：

准备阶段：

当产妇进入第一产程并出现规律宫缩时，准备使用导乐车。

确保导乐车位置适当，方便产妇使用。

站立和行走：

产妇站立，双手扶住导乐车的把手或支架。

上身前倾，利用导乐车的支持，缓慢向前行走。

行走时，注意保持稳定，根据宫缩的节奏调整步伐。

俯身前行：

产妇可以选择俯身，双手紧握导乐车的把手。

在助产士的指导下，利用导乐车的支持，进行有节奏的移动。

这种姿势有助于利用重力作用，促进胎头下降。

休息和调整：

如果产妇感到疲劳，可以暂时停下来，趴在导乐车上休息。

休息时，可以调整呼吸，保持放松状态。

注意事项：

使用导乐车时，应在专业人员的监督和指导下进行，确保安全。

避免在不平稳的地面上使用导乐车，以防跌倒。

根据产妇的体力和舒适度调整使用时间和频率。

通过以上步骤，导乐车可以帮助产妇在分娩过程中采取更有利于分娩的体位，同时提供必要的支持和舒适感。使用导乐车可以作为一种非药物的镇痛方法，帮助产妇更顺利地完成分娩过程。

湖南中伦导乐车参数:参考参数：

1.四轮：（后两轮带刹）

1轮规格：112mm*29mm；

2.座高：580-590mm;

3.座长：450-470mm,宽：200-210mm;

4.上部U型台板：400-410mm*470-490mm;台面即皮革圈：宽度：90-95mm;

5.U型台板高度：1030-1250mm；

6.重量:16-17kg；

7.承重：130kg以上。