

西峰分体马弗炉长期保温1600度陶瓷纤维马弗炉

产品名称	西峰分体马弗炉长期保温1600度陶瓷纤维马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	保护装置:超温报警停止加热 内胆材质:高温耐火材料 加热方式:电加热
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

控制面板配有智能温度调节仪，控制电源开关、主加热工作/停止按钮，电压、电流表、计算机接口，以便随时观察本系统的工作状态，本产品采用可靠的集成化电路，工作环境好，抗干扰，温度时炉体外壳温度 45 大大提高了工作环境，微电脑程序控制，可编程序曲线，全自动升温/降温，运行中可以修改控温参数及程序，灵活方便、操作简单,控温精度： ± 1 无超调

恒温精度： ± 1 ，升温速度快，快升温速率 20/min,炉膛材料全部采用真空成型高纯氧化铝聚轻材料，使用温度高，蓄热量小，耐急热急冷、不裂缝、不掉渣、保温性能好（节能效果是老式电炉的60%以上），结构合理，内外双层炉套，风冷散热，可大大缩短试验周期陶瓷纤维马弗炉产品特点

炉膛材料选用真空成型氧化铝陶瓷纤维材料，高温不掉粉、热容小，节能50%以上

发热体采用高温合金丝，可承受负荷大，稳定且使用寿命长

升温速度快，从室温升到1000摄氏度，一般需要15-30分钟

控温精度高，冲温小，具有温度补偿和温度校正功能，精度为 ± 1

采用进口控温仪表，具有程序功能，可设定升温曲线，可编2组8个程序段

一体式结构，可减少使用空间，出色的外观设计，美观、大方

电子元器件均采用德力西产品，带有漏电保护功能，安全可靠

本机对工作过程中的超温会发出报警信号，并自动完成保护动作

当仪表程序设定完成后，只要按下运行按钮，接下来的工作会自动完成 马弗炉进行灰分检测的注意事项

1.样品经初步灼烧后取出冷却，可从坩埚边缘慢慢加入少量去离子水（不可直接洒在灰上，以防灰飞扬）使水溶性盐类溶解，被包住的碳粒暴露出来，在水浴上蒸干，置于C~130 工业烘箱中充分干燥（充分去除水分，以防再灰化时，因加热使灰飞散），再灼烧到恒重,2.把坩埚放入马弗炉或从炉中取出时，要在炉口停留片刻，使坩埚预热或冷却，防止因温度剧变而使坩埚破裂,

3.坩埚钳在钳热坩埚时，要在电炉或马弗炉上预热片刻,4.灼烧后的坩埚应冷却到200 以下再移入干燥器中，否则因热的对流作用，易造成灰飞散，且冷却速度慢，冷却后干燥器内形成较大真空，盖子不易打开,5.当坩埚放入干燥器后，先盖上盖子，再慢慢推开盖子，放出空气,这样重复数次，把盖子盖紧并冷却至室温,6.从干燥器内取出坩埚时，因内部成真空，开盖恢复常压时，应该放轻动作，使空气缓缓流入，以防灰飞散产品特点：大容量坩埚，坩埚多可以码放4层

高纯加热元件和纤维炉膛，保持氧化锆晶莹透亮 选配触摸屏控制，预存多条烧结曲线，操作简单快捷 实时温控检测，加热动态曲线显示，炉温可以定期校正,发货事项：1、

电炉的包装为三层包装，海绵纸包裹后再用塑料薄膜缠绕，再用木箱包装 2、国内免费送货上门（市区内免费送货） 3、在电炉运输过程中出现的损坏有我方承担 4、物流方式：汽车、铁路、轮船（外贸出口）、空运（外贸出口）运输，距离较近的我公司委派专车运输（包装为木托加纸箱）