

带导乐镇痛分娩功能的组合式分娩凳及导乐车山百康安品牌

产品名称	带导乐镇痛分娩功能的组合式分娩凳及导乐车山百康安品牌
公司名称	山东百康安医疗科技有限公司
价格	2471.00/件
规格参数	品牌:山东百安康 型号:山东百康安-SDBKAD-2 尺寸:55 , 65 , 75
公司地址	山东省临沂市兰山区兰山街道东岳庙街与成才路 交汇西57号
联系电话	13181488020

产品详情

带导乐镇痛分娩功能的组合式分娩凳及导乐车山百康安品牌

[第1山东百康安坐式分娩工具商](#)

近年来，大多数学者提倡使用垂直分娩体位作为第二产程的辅助方式之一，认为该体位有利于胎头下降，缩短产程，促进产妇舒适。坐式分娩可减少分娩疼痛感及产妇紧张恐惧感，减少新生儿窒息发生，分娩凳就是坐式分娩所使用的工具。孕妇进行分娩前行走是潜伏期和活跃期有用的姿势，站立姿势与地心引力一致，给宫颈造成压力，使其扩张，使宫缩更有效，并帮助胎儿获得通过骨盆下降时有利的胎位。宫缩强烈时，需要停下来，坐下休息一会儿。

第2山东百康安坐式分娩导乐分娩凳参数

山东百康安导乐分娩凳的参数如下：

品牌：百康安

材质：红杉木/不锈钢

产地：山东

包装：硬纸装

承重结构：U型柄

载重：150Kg

尺寸：长 65 ± 5 cm，宽 60 ± 5 cm，高度 45 ± 2 cm

第3山东百康安坐式分娩导乐分娩凳使用方法

导乐分娩凳板凳的座板为半圆环形，在分娩时，产妇坐在分娩凳上，后面依靠在丈夫或者其他助产人员的身上，双腿分开搭在半圆形座板的两侧，暴露会阴部位，由另一个助产士在前面接生，时产妇达到舒适的坐姿。具体要领如下：

导乐分娩凳是自由体位分娩的代表工具，坐位分娩或者半坐卧位分娩是目前产妇比较舒适的分娩体位。以下是导乐分娩凳的使用方法：

- (1) 产妇坐在分娩凳的后部，后面可以依靠在助产士或者丈夫身上，让准爸爸或者助产士作为支撑。
- (2) 产妇的双腿分别跨到分娩凳的两侧，尽量打开双腿，双手握牢分娩凳的扶手。
- (3) 在宫缩的时候，按照助产士的指导，深吸一口气，憋着一口气，并向下用力气，就像在家里坐马桶一样。反复进行这个步骤，有助于宝宝顺利地往下走，加快自然分娩进程。

第4山东百康安品牌导乐凳作用

用户使用分娩凳本体进行辅助分娩，导乐分娩凳的作用包括

- (1) 有助于放松会阴部，避免会阴的撕裂；促进骨盆扩张，利于胎儿下降；
- (2) 对腰部、背部肌肉进行锻炼，缓解背部不适；促进自然分娩的概率，降低剖宫产的机率；

(3) 改变产妇体位，增加产妇骨盆空间；处于立式状态的妇女能分泌更多的内啡肽，即天然的镇痛和抗休克物质，因此分娩会变得更快捷。

第5山东百康安品牌介绍

导乐助产工具是指帮助产妇放松身心，加快产程，减轻分娩带来的痛苦的一系列工具和相关产品。山东百康安品牌有导乐球、导乐球架、导乐车、导乐垫、导乐枕、导乐分娩凳、孕产妇水疗工具、孕产妇冷敷热敷产品，让产妇在舒适、无痛苦、母婴安全的状态下顺利自然分娩。我公司产房技术力量雄厚，助产技术娴熟，经验丰富，严谨务实，开展陪伴待产，分娩镇痛服务，让有经验、有爱心的助产士陪伴分娩及家属陪伴分娩，使产妇在温馨、安全、舒适、无痛中完成分娩。