

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱

产品名称	福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱厂家简介：

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家集设计、开发、
、为一体的现代型企业，主要经营医疗、实验室恒温冷藏设备。成立今，公司凭着十几年的经验和经营历史，在经营理念、产品开发、模式和体系等方面推陈出新，并以良好的和周到的赢得了来自各地客户的和关爱。

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱参数：

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱：特点：

设计主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。微电脑控制，液晶显示，有信息一目了然；制冷、加热双向控温，高精度控制箱内温度；构造人性化设计，充分考虑人士使用的特点。多重门锁设计，防止随意开启；故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警。使用方便三层钢化玻璃门，保温性好，外门防凝露的应用，85温度五凝露；浸塑搁架可根据使用情况随意调整，便于清洁；此产品为嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。稳定运行制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身维护，我们将竭诚为您服务！

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱：

操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。接通电源，按下电源开关，把温度控制仪调到用户需的设定温度值（此值需高于室温加50C）。当培养箱显示温度达到设定温度时，加温箱通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度过设定上限报警温度（出厂设置为5℃）控温仪温度切断加热器电源。如打开玻璃门取样品时，加热器、循环风机会停止工作，当关上玻璃门后，加热器和风机开始工作，防止箱内温度的污染及温度的过冲现象。

福意联恒温、冷藏设备等等。时刻牢记：“用优美的产品、体现真诚的人文关怀”，不断求取更大的企业发展空间，立足，放眼，打造及靠前健康，致力于把企业推向定向产品发展的位置！

福意联280L盐水恒温柜0-100度手术室盐水加温箱