

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱

产品名称	37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱厂家简介：

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱厂家 -北京福意电器有限公司是一家集、、各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心中积累了丰富的经验，以新颖的设计、优良的产品于用户；以"福意联"人不懈的努力，产量的不断改进和提高，的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在”。

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱参数：

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱：特点：

本系列产品采用温度显示调节仪自动控温，加热方式采用热风系统，箱体用立式结构，工作室采用不锈钢内胆和优良钢板两种制成。使用方法：先检查随机配件是否齐全，接通电源把需要烘培的物品放在工作室，然后打开电源开关，指示灯亮，设定好需要的工作温度，此时指示等亮，开始加热。当温度达到设定温度时，红灯亮，停止加热。低于设定温度时绿等亮又开始加热。使用温度保持在设定温度范围内，温度误差为 ± 1 ，数显采用按码式设定温度，高设定温度为度温度误差 ± 1 。使用时必需接地，确保。使用保养：设备停止使用后，请将工作室物品取清，保持设备清洁。如发现问题，请懂行的工作人员检修，否则通知厂家。

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱：

1. 电恒温箱工作时应尽量减少打开箱门的次数，减少冷气的外溢。
2. 如果电源电压波动很大时，(比如，反复断电)，应暂停电恒温箱的使用，拔去电源插头，防止烧坏压缩机。
3. 电恒温箱停机后不要马上再通电启动压缩机，应停2~5分钟后再行启动。
4. 临时停电，应先将电恒温箱插头拔下。在停电期间应尽量减少开箱门的次数，通常在恒温箱门紧闭的情况下，箱中食品可以保鲜15~20小时。
5. 在恒温箱使用过程中，应注意它的制冷性能，进而选择一档适合于自己家庭的恒温箱温度。转换温度控制

福意联恒温、冷藏设备等等。公司多年来，本着“诚实守信，合法经营”的原则。同时，公司发展不忘回馈社会，长期致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的追求，各界朋友来人、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您！

37度耦合剂加热箱福意联FYL-YS-50LKCT室医用恒温箱