

# 药超声雾化器产品的正确操作步骤与注意事项

产品名称	药超声雾化器产品的正确操作步骤与注意事项
公司名称	湖南省国瑞中安医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路139号文化大厦1813房
联系电话	15111039595 15111039595

## 产品详情

药超声雾化器产品的正确操作步骤与注意事项如下：

### 一、正确操作步骤

**准备与检查：**首先，确保雾化器处于良好状态，检查各部件是否完整，连接是否紧密。准备冷蒸馏水，切忌使用温水或热水。

**加水与加药：**在水槽内加入适量的冷蒸馏水，一般液面高度约3cm，要浸没雾化罐底的透声膜。然后，将药液稀释至30~50ml，放入雾化罐内，旋紧罐盖，并将雾化罐放入水槽内，盖紧水槽盖。

**开机与调节：**接通电源，先开电源开关进行预热，一般为3~5分钟。预热完成后，打开雾化开关，此时药液开始雾化。根据患者的需要，调节雾量大小，一般分为三档，大档雾量每分钟为3ml，中档每分钟为2ml，小档每分钟为1ml。

**患者吸入：**患者采取舒适的体位，通常为半坐卧位，有利于肺的扩张。将面罩或口含嘴放入口中或固定于口鼻处，指导患者做深长吸气，屏气1~2秒，轻轻呼气，使药液充分到达肺部。

**关机与清洁：**雾化完成后，先关闭雾化开关，再关闭电源开关。倒掉水槽中的水，将使用过的配件浸泡于消毒液中1小时，然后洗净晾干以备下次使用。

### 二、注意事项

**药液与液体选择：**雾化时，药物的选择和稀释液的使用至关重要。药物应具有良好的水溶性和稳定性，

且药液浓度不宜过高，以防不易起雾或引起不必要的副作用。稀释液一般选用生理盐水或蒸馏水，对于气道干燥的患者更适合使用蒸馏水。

**患者准备：**雾化前，患者应洗脸并清洁口腔内的分泌物及食物残渣。雾化后，应漱口以防止药物在口腔内沉积，预防口腔霉菌感染。

**雾化过程观察：**在雾化过程中，应密切观察患者的面色和呼吸情况，注意有无不良反应的发生。对于心功能不全及老年患者，应特别注意防止雾化量过大，以免造成肺水肿。

**消毒与卫生：**为确保患者的安全和防止交叉感染，应严格执行消毒措施，确保雾化器的各部件在使用前后都得到充分的清洁和消毒。

**遵循正确的操作步骤和注意事项，可以确保药超声雾化器的有效性和安全性，为患者提供佳的呼吸道治疗体验。**