

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L

产品名称	医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L厂家简介：

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L厂家 北京福意联公司成立于1999年，我们秉持“持续改进，追求”，“客户的满意即是我们努力之在”，“以德敬人，以诚立人”，我们愿与有新老客户携手共创辉煌。

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L参数：

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L：特点：

内外箱材质：内箱-镜面不锈钢板;外箱-不锈钢或钢板喷涂保温材质：硬质聚胺脂发泡+玻璃棉控制器：P计装,日本OYO或TEMI人机介面触摸屏控制器冷冻系统：法国泰康全封闭式压缩机/冷媒保护装置：压缩机过热,过流,压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开关转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。公司遵照“以德敬人，以诚立人”的企业理念，致力于提高产量及性、可靠性能为已任，为广大客户提供高质量的产品和完善的。

医用甘露醇加温箱 溶解药品的设备 福意联FYL-YS-150L