

空气压力波治疗仪

产品名称	空气压力波治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IPC-6000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

空气压力波治疗仪是一种物理治疗设备，通过周期性地充气与放气，对治疗部位进行加压和按摩，以达到促进血液循环、预防血栓形成、减轻水肿等多种治疗目的。以下是对该产品的详细介绍：

产品介绍：

空气压力波治疗仪是一种先进的医疗设备，其设计结合了现代医疗技术和物理治疗原理。它主要由多腔充气气囊、压力控制系统和主机组成。通过jingque控制气囊的充气 and 放气过程，治疗仪能够实现对治疗部位的均匀有序加压和按摩。这种加压和按摩作用能够促进血液和淋巴液的流动，改善微循环，从而达到预防和治疗多种疾病的效果。

产品功能：

预防血栓形成：通过对肢体的均匀有序加压，空气压力波治疗仪能够促进血液回流，减少血液在静脉中的淤积，从而有效预防深静脉血栓的形成。

减轻水肿：治疗仪的加压作用能够加速组织液回流，减轻静脉水肿、淋巴水肿以及混合型水肿等症状。

改善血液循环：通过促进血液和淋巴液的流动，治疗仪能够改善微循环，增加肢体含氧量，有助于解决因血液循环障碍引起的各种疾病。

产品原理：

空气压力波治疗仪的工作原理主要是通过多腔充气气囊有次序、有节律地进行充气膨胀挤压和放气。这一过程形成对肢体组织的循环压力，进而促进血液和淋巴的流动及改善微循环。在加压过程中，治疗仪能够使加压部位的静脉血管尽量排空，加速血液回流或流向周围毛细血管。而在骤然减压时，静脉血会迅速自动充盈，从而显著增大血流速度。这种被动的均匀按摩作用还有助于加速血液中代谢废弃物、炎症因子和致痛因子的吸收。

适用人群：

空气波压力治疗仪的适用人群广泛，主要包括以下几类：

静脉功能不全、静脉曲张及预防深静脉血栓的患者。

各种原因引起的水肿患者，如淋巴水肿、静脉水肿等。

脑血管意外、脑外伤、脊髓病变等引起的肢体功能障碍的辅助治疗。

术后康复患者，特别是需要长时间卧床的患者。

孕妇及长期久坐或久站的人群，用于预防下肢血液淤积和静脉曲张。

需要注意的是，虽然空气波压力治疗仪具有多种治疗功能，但在使用前仍需根据患者的具体情况和医生的建议进行评估。同时，在使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保患者的安全和治疗效果。

2.1压力设置范围：5-25kpa，精度 ± 3 kpa

2.2循环治疗模式：P1～P5（五种模式）

2.3时间数字显示范围：00—99，调节步长为1，单位有分钟/小时两种

*2.4超压报警：仪器压力超过30 kpa，长鸣报警，停止工作

*2.5欠压报警：仪器压力低于设定压力，间断鸣声报警，停止工作

*2.6结束报警：完成设定的治疗时间后报警，断续报警，停止工作

*2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作，患者感觉不适，可随时关机，确保自身安全

*2.8可以关闭任意腔室，以方便部位创伤或手术后的患者让开某个部位的加压。

*2.9任意调节运行中的腔室压力，以达到更好的治疗效果。

*2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。

2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒，每套筒内附可拆洗内衬。

2.12配有DVT用气囊，预防深静脉血栓的形成。

3基础参数

3.1治疗仪重量：16kg

3.2治疗仪外型尺寸：390mm（L）×385mm（W）×920mm（H）

3.3输入功率 110VA

3.4电源要求：AC 220V $\pm 10\%$,50Hz $\pm 2\%$

[设备配置](#)4.1主机：1台。

4.2配件：1个上肢四腔气囊、1个下肢四腔气囊、1个DVT气囊

4.3导气管：1个分导气管、1个分二导气管