

湖南中伦导乐车使用说明使用方法导乐车导乐推车

产品名称	湖南中伦导乐车使用说明使用方法导乐车导乐推车
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

使用方法：

准备阶段：在产妇进入第一产程，出现规律宫缩时，将导乐车推至产妇床边。

使用阶段：

产妇可以双手扶着导乐车的支架，上身前倾，向前行走。

或者双手紧握导乐车的海绵托缓慢进行下蹲动作，这有助于产妇调整体位，放松身体，加速胎儿的下降。

休息阶段：在宫缩间歇时，产妇可以坐在导乐车上休息，以缓解疲劳和疼痛。

参数：

外形尺寸：长650mm，宽550mm。

轮规格：100mm*27mm。

座高：580mm。

座长与宽：460mm长，200mm宽。

上部U型台板：400mm*480mm。

台面皮革圈宽度：85mm。

U型台板高度调节范围：1040-1200mm。

重量：15kg。

承重：100kg。

注意事项：

在使用导乐车前，应确保产妇了解并熟悉其使用方法和注意事项。

使用过程中，应有专业医护人员陪同，确保产妇的安全。

如产妇出现任何不适或异常情况，应立即停止使用并寻求专业医疗帮助。

导乐车的设计符合人体工学，旨在帮助产妇调整体位，缓解疼痛，促进分娩进程。使用时，产妇可以扶着导乐车的支架行走，或坐在导乐车上休息。通过合理的使用和搭配，导乐车可以成为产妇分娩过程中的得力助手，帮助她们更加顺利地完成分娩。