

湖南中伦导乐球导乐凳和导乐架是分娩过程中常用的辅助工具有助于产妇减轻疼痛促进分娩进程

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 湖南中伦导乐球导乐凳和导乐架是分娩过程中常用的辅助工具有助于产妇减轻疼痛促进分娩进程 |
| 公司名称 | 湖南中伦精密科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋102房 |
| 联系电话 | 18273146314 18273146314 |

产品详情

湖南中伦导乐球使用方法：

坐姿：孕妇坐在导乐球上，双脚分开保持平衡，左右晃动骨盆或上下颠动，以缓解盆底压力和放松肌肉。

跪姿：孕妇跪在瑜伽垫上，双手抱住导乐球，头也靠在上面，可请陪伴者或医护人员帮忙按摩腰骶部。

湖南中伦导乐球产品参数：

性能：安全防爆，医用标准设计。

材质：PVC，加厚度2.0-2.4 mm。

颜色：暖色（粉红色）。

型号：小号（身高158cm以下使用）、中号（身高155-168cm使用）、大号（身高165cm以上使用）。

配件：304不锈钢分娩架（安全架）、球塞、气筒、气针、气拔、说明书、合格证。

湖南中伦导乐凳使用方法：

坐式：产妇坐在分娩凳的后部，双腿尽量打开，双手握牢分娩凳两侧抓握处，向下使劲，以促进骨盆扩张和胎儿下降。

注意事项：

需要依靠医护人员或陪产人员以协助平衡。

在规律宫缩临产时或分娩时使用。

持续进行胎心监护。

宫缩时使劲，间隙时休息。

湖南中伦导乐凳产品参数：

材质：红杉木。

款式：产妇通款。

包装：硬纸装。

承重：180kg。

结构：U型柄。

品牌：湖南中伦。

产地：长沙市。

湖南中伦导乐架（分娩球架）：

导乐架通常与导乐球一起使用，提供稳定的支撑，允许产妇在分娩球上进行各种有助于分娩的活动。导乐架的具体使用方法和参数在提供的资料中没有详细说明，但通常包括以下特点：

材质：通常是不锈钢，以确保稳定性和耐用性。

设计：可调节高度和角度，以适应不同产妇的需要。

功能：允许产妇在分娩球上进行坐姿、站姿、跪姿等多种姿势的练习。