

病人手术输血输液加温器

产品名称	病人手术输血输液加温器
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HAWK-FW1 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

禾和春科技有限公司提供的HAWK-FW1病人手术输血输液加温器是一款国产的高品质设备，具有zhuoyue的工作原理和性能。这款加温器不仅能够在手术中对输血和输液进行加温，还能确保温度稳定，为病人提供更加舒适和安全的治疗环境。

作为一种关键的医疗设备，病人手术输血输液加温器在临床手术中起着至关重要的作用。它能够有效地提升输血和输液的温度，使之接近病人体温，从而降低血管和血细胞的损伤风险。此外，这款设备还具备快速加热的功能，可以迅速将输血和输液加热到设定的温度，节约手术时间并提高效率。

HAWK-FW1病人手术输血输液加温器规格为台/箱，这意味着它既可以悬挂在手术室墙壁上，也可以放在手术车上带到不同的手术室进行使用。不论是大型手术室还是较小的诊疗室，都可以方便地安装和使用这款设备。

在病人手术输血输液加温器的生产中，禾和春科技有限公司始终秉承着高标准和严谨的态度。我们采用先进的生产工艺和技术，确保设备的质量和性能达到优。我们的工程师团队不断进行技术创新和优化，致力于提供满足临床需求的佳解决方案。

未来，病人手术输血输液加温器将在医疗领域发挥更广泛的作用。它不仅可以应用于手术室，还可以用于急诊科、ICU、产科等多个临床科室。随着医疗技术的不断进步，我们相信病人手术输血输液加温器将会更加智能化和便捷化，为病人带来更好的治疗效果。

如果您正在寻找一款可靠、高效的病人手术输血输液加温器，HAWK-FW1将是您的选择。它具有zhuoyue的工作原理和稳定的性能，能够满足各种临床需求。请联系我们的销售团队，了解更多关于HAWK-FW1病人手术输血输液加温器的信息。

安全分类：I类

I 电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

I 输入功率：70W

I 控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度10 /50)

I 控温误差：±0.5

I 双通道干式槽型加温装置

I 安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到50 ±5 时自动切断加热电源

新生儿输血输液加温器产品介绍

新生儿输血输液加温器是一种专为新生儿设计的医疗设备，旨在加热输血或输液液体，使其温度与新生儿的体温相近。这有助于避免由于液体过冷而导致的冷震和其他不适感，从而维护新生儿的健康。此设备具有温度调节精度高的特点，可以jingque控制液体的温度，通常可设定范围为37 至42 。

新生儿输血输液加温器使用方法

准备工作：检查输血输液加温器是否完好无损，器内是否有洁净水，操作按钮是否正常灵敏。

准备输血输液袋：打开输血输液袋的外包装，确保袋内的液体清澈透明，无颗粒悬浮物或沉淀。

连接输血输液袋与加温器：轻轻将输血输液袋的输液管口插入到加温器的输液管口，并扭紧固定扣子。

开启并设定温度：在加温器上找到开关键并按下，屏幕上会显示出器内水的温度及设定温度。按下设定键，进入设定温度模式，通过上下键调节温度至所需值。

接通电源：在加温器上插入电源线，与插座连接，此时加温器开始工作。

开始输血输液：打开输血输液袋的夹板，使液体顺畅流入加温器。

新生儿输血输液加温器维护养护步骤

日常清洁：使用含有中性皂液的干净、柔软布擦拭主机、加热管外侧及电缆外表面，注意不要让液体流入电缆插接处。然后用洁净的干布擦干。

加热管内壁清洁与消毒：使用含有75%医用酒精的棉签擦拭并消毒加热管内壁。

电缆线维护：如果电缆线上有胶布等残留物，应使用胶带去污剂擦拭去污后，再进行消毒。过长的导线可以弯成较大的圆圈并固定好，以便于使用。

存储：在不使用时，应将加温器存放在干燥、通风的地方，避免阳光直射和潮湿。

请注意，虽然新生儿输血输液加温器为新生儿提供了很大的便利，但在使用过程中仍需严格遵循医疗操作规程，确保新生儿的安全和合理使用。如有更多关于产品使用及操作的问题，建议咨询的医疗设备供应商或相关医疗专家。