

应急输血输液恒温加温器

产品名称	应急输血输液恒温加温器
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HAWK-FW1 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

围术期病人输血输液加温器是一款专为围术期病人设计的医疗设备，主要用于在手术前后对输入的血液或液体进行加热，以确保液体的温度与病人体温相近，防止低体温症和其他因液体过冷导致的不适感，从而有助于维护病人的生理稳定，促进康复。

产品介绍：

围术期病人输血输液加温器通常由加热器、温度传感器、控制面板和电源等部分组成。它能够快速加热液体，并jingque控制液体的温度，通常温度可设定范围为37 至42 。这种设备不仅适用于手术室内的输血输液，也适用于术后恢复期间的液体治疗。其设计通常考虑到了手术的特殊需求，如快速连接、便于操作和移动等。

使用方法：

准备工作：检查加温器是否完好无损，操作按钮是否正常灵敏，并准备好需要加热的输血输液袋。

连接加温器：将输血输液袋的输液管轻轻插入到加温器的输液管口，确保连接紧密。

开启并设定温度：找到加温器的开关键并按下，然后通过控制面板设定所需温度。

接通电源：将电源线插入加温器并接通电源，此时加温器开始工作。

开始输血输液：打开输血输液袋的夹板，使液体顺畅流入加温器，然后输送到病人体内。

监控与调整：在输血输液过程中，持续观察病人的反应和加温器的温度显示，根据需要进行调整。

维护养护步骤：

日常清洁：每次使用后，使用中性皂液和干净、柔软的布擦拭加热器的表面和加热管外侧，确保无残留物和污渍。

定期消毒：根据医院规定，定期对加热器进行消毒处理，以防止交叉感染。

检查与更换：定期检查加热器的电源线、输液管等部件是否完好，如有损坏应及时更换。

存储：在不使用时，应将加热器存放在干燥、通风的地方，避免阳光直射和潮湿。

请注意，围术期病人输血输液加热器的使用应严格遵循医疗操作规程，确保病人的安全和合理使用。在使用过程中，医护人员应密切关注病人的反应，并根据实际情况进行调整。如有更多关于产品使用及操作的问题，建议咨询的医疗设备供应商或相关医疗专家。

加热器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加热装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

三、产品技术指标：

I 安全分类：I类

I 电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

I 输入功率：70W

I 控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度10 / 50)

I 控温误差：±0.5

I 双通道干式槽型加热装置

I 安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到50 ±5 时自动切断加热电源

I 整机体重：小于1kg

I 外形参数：172*92*55mm

I 吊带和固定夹两种安装方式