

急诊科应急输血输液加温器

产品名称	急诊科应急输血输液加温器
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HAWK-FW1 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

围术期病人输血输液加温器是一款专为围术期病人设计的医疗设备，旨在确保病人在手术期间输入的液体温度适中，避免由于液体温度过低导致的不良反应，并保障病人的安全和舒适。

产品介绍：

围术期病人输血输液加温器采用先进的温度控制技术，能够快速而准确地控制液体的温度。其主要特点是具有高精度的温度调节功能，能够保持输液或输血液体的温度与人体正常体温相近。此外，该设备还具备温度显示和报警功能，方便医护人员实时监控液体的温度情况，确保输血输液过程的安全性和有效性。

使用方法：

准备工作：检查加温器是否完好无损，内部是否清洁，并确保电源线和输液管等部件连接正常。

准备输血输液袋：打开输血输液袋的外包装，检查液体的清澈度和是否有悬浮物或沉淀。

连接加温器：将输血输液袋的输液管口与加温器的输液管口相连接，并确保连接紧密无泄漏。

开启并设定温度：打开加温器的电源开关，然后根据需要设定合适的温度值。

开始输血输液：在确认所有连接和设定无误后，打开输血输液袋的开关，开始输血或输液。

维护养护：

日常清洁：每次使用后，应使用柔软的湿布擦拭加温器的外壳和输液管等部件，以去除表面的污垢和残留物。

定期消毒：根据医院或科室的消毒要求，定期对加温器进行消毒处理，以确保其卫生安全。

检查与更换：定期检查加温器的电源线、输液管等部件是否完好无损，如有损坏应及时更换。

存储：在不使用时，应将加温器存放在干燥、通风、无尘的环境中，避免阳光直射和潮湿。

请注意，围术期病人输血输液加温器虽然为病人提供了很大的便利，但在使用过程中仍需严格遵循医疗操作规程，确保病人的安全和合理使用。如有更多关于产品使用及操作的问题，建议咨询的医疗设备供应商或相关医疗专家。

适用范围：用于手术、手术中、手术后患者的输血、输液；高危及高龄患者的输血输液；儿童或新生儿输液；寒冷环境下常规输液的加温；静脉营养输注；可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低因低体温症而产生的医疗事故。

产品技术指标：

I 安全分类：I 类

I 电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

I 输入功率：70W

I 控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度 10 / 50)

I 控温误差：± 0.5

I 双通道干式槽型加温装置

I 安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到 50 ± 5 时自动切断加热电源

医院ICU用输血输液加温仪厂家：

减轻低温寒冷输液时患者的不适与痛苦；

提升医疗机构的人文关怀服务护理水平；

提高患者对医疗机构服务

医院ICU用输血输液加温仪优点：

- 1、微处理器jingque控制，35 ± 2 安全恒温加热；
- 2、轻便小巧，简易操作，方便快捷；
- 3、供电方式可选外接电源适配器；
- 4、循环使用，节能环保，成本低廉。