

## 液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70

产品名称	液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73464.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:50-150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70 产品说明-

药物对用于维持正常体温的自我调节系统

有抑制作用，时周围血管

扩张增加散热，肌松药通过优良肌震颤而阻碍产热。另外，全身后气管直接与外界空气相通，丧失了上呼吸道对吸入气体的滤过、加温和湿化作用，使大量冷而干燥的空气直接进入肺部，通过呼吸带走体内大量热量，导致体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品至37度，减少低温液体对身体的刺激作用，成为低体温护理重要有效的护理手段。提升手术护理质量。

液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70 产品参数：

液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70 使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包

装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70 相关-

探讨护理干预在妇科腹腔镜术中对患者低体温及其并发症的影响.方法 将200例行妇科腹腔镜手术患者随机分为对照组(n=100例)和干预组(n=100例),对照组术中输入常温液体,冲洗液用常温生理盐水,不使用温毯机加温;干预组术中输入加温至37 的液体,冲洗液用37 的生理盐水,使用温毯进行术中保温并且维持在28 ~ 30 ,对两组患者于进入手术室即刻,手术1h、手术后1h鼻咽温、血压、心率进行监测.结果 对照组低体温及并发症的发生率明显高于干预组( $P < 0.05$ ).结论 对妇科腹腔镜患者实施护理干预能有效预防低体温及并发症的发生,提高手术安全性.液体恒温箱容积:750L温度控制范围5 -70