

留置针贴代理 华卫

产品名称	留置针贴代理 华卫
公司名称	武汉华卫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区二七路航天商务广场A座8楼
联系电话	15827377724 15827377724

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：武汉华卫科技有限公司

武汉华卫科技有限公司创立于2002年，总部座落于战略发展基地武汉长江新城，始终致力于健康产业，是集研发、生产、销售、服务为一体的高新技术企业。构建完成国际的新材料生产线、功能性敷料生产线、膏贴生产线。

护创无菌敷料具备了透气阻菌、低致敏性、高吸收性等特点，适用于手术后的各种缝合伤口、急慢性损伤伤口、生活/运动不小心的擦伤、划伤的护理

武汉华卫科技有限公司历经十余年的发展进步，企业的生产、研发实力获得了深远的进步，近年来连续保持水平，企业先后获得ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001等多项国际质量体系认证；产品分别获得美国FDA、欧盟CE认证及中国CFDA 20多个产品注册文号；拥有全部自主知识产权，及20余项国家。

手术膜

防水阻菌 粘性良好 透气亲肤 低致敏性 人性化设计

产品用途

由高透型聚氨酯膜（PU）或者聚乙烯（PE）为原材料，涂以的压敏胶（可含碘），再附以离型保护纸而成，用来保护手术区域，避免交叉。

结构与特点

低致敏性：降低致敏率、防止发生。

粘性良好：具有良好的粘性，高质量的压敏胶使手术膜在使用时不翘边，无残留，撕揭时无疼痛，能够在皮肤上长时间紧密保留。

透气亲肤：高透气性聚氨酯膜透明透气，保护皮肤正常呼吸，防止手术膜下水汽聚积，减少机会，为手术切口周围提供一个无菌的工作环境。

防水阻菌：含碘手术膜的含碘浓度0.45%-0.8%，能有效杀灭各种病菌，杀菌率高达99%。

人性化设计：可以根据客户的需求在两侧增加易拉条，或者保留空边（无涂胶）以方便揭离。也可作为切口膜与无纺布手术洞巾复合使用，提供多尺寸供选择。

适用范围

- 1.首先清洁手术区域，对皮肤消毒，选择合适规格的无菌手术膜；
- 2.撕开包装袋，拿出手术膜；
- 3.平平的展开手术膜，揭去离型纸，将手术膜贴于手术切口位置上方；
- 4.将薄膜由中间向四周抚平，使之与皮肤完全接触，不能留有气泡；
- 5.直接在手术膜上开刀即可；
- 6.手术后，在手术膜两侧轻轻揭开手术膜即可缝合。

自粘性硅胶胶带，由硅胶制成，临床使用方便，易于粘贴与移除，舒适透气

结构与特点

背衬膜:

高透气性膜层，阻水阻菌。

- 1.可根据临床使用需求，裁剪成适合

创面大小的尺寸。

2.不粘连创面，减轻换药时的疼痛。

离型膜:

容易剥离，便于临床使用。 -

3.再水化干燥坏死的组织，促进自溶

性清创。

硅凝胶粘贴层:

4.维持湿性环境，促进愈合。

柔软，易贴易撕，可反复多次粘贴。

WPU技术:华卫科技研发团队利用聚氨酯（PU）的生物特性，在实验室合成了更接近人类皮肤生物特性的聚氨酯膜（WPU膜）!并获得了国家发明!

软聚硅酮技术自主研发的软聚硅酮技术，赋予粘贴层易于使用，可反复粘贴的特性，留置针贴代理，温和呵护脆弱敏感皮肤，并在使用过程中保持敷料的完整性。

符合人体工学设计:柔软舒适，顺应性强，可良好贴合人体皮肤，帮助形成相对封闭的湿性愈合环境。

使用方法

1.使用时清洁消毒需要固定或保护的部位。2选择适宜大小的胶带，将胶带贴于相应部位。

适应范围

本产品适用于将敷料粘贴固定于创面或将其它固定到人体的特定部位。

留置针贴代理-华卫(推荐商家)由武汉华卫科技有限公司提供。武汉华卫科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华卫——您可xinlai的朋友，公司地址：湖北省武汉市江岸区二七路航天商务广场A座8楼，联系人：华卫。