

干式血浆解冻加温仪

产品名称	干式血浆解冻加温仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:WGH-II 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

数码恒温解冻箱是一款集成了先进数码恒温技术的解冻设备。它采用了jingque的温度控制系统和传感系统，可以实现对解冻温度的jingque控制。该设备通常由外壳、恒温控制系统、风机系统以及排水系统等组成，外壳采用高强度材料制作，确保了设备的耐用性和防护性能。数码恒温解冻箱的主要目标是提供高效、安全、可靠的解冻过程，以维持解冻物品的质量和活性。

数码恒温解冻箱功能特点

jingque控温：数码恒温解冻箱采用了先进的数码控制技术，可以jingque控制解冻温度，确保样本或食品解冻的准确性和稳定性。用户可以根据需要设定解冻温度，系统会自动调节水温，保证样本在佳温度下解冻。

高效解冻：该解冻箱采用水式解冻方式，由于水的传热性能优于空气，因此能够更快速地将样本或食品解冻至所需温度，大大缩短了解冻时间，提高了工作效率。

安全可靠：数码恒温解冻箱具有多重安全保护措施，如过温保护、漏电保护等，能够确保设备的安全运行。同时，它还具有防水设计，可以有效防止水渗漏，保护设备和样本的安全。

简便易用：该解冻箱操作简单，配备直观的数码显示屏和按键控制，用户可以轻松设置解冻温度和时间。此外，它还具有记忆功能，可以保存用户常用的解冻参数，方便下次使用。

数码恒温解冻箱操作方法

解冻前的准备：确保冷冻食品在冷却状态下送达，送达后应放置在阴凉通风处约1小时至常温状态。

开启设备：打开解冻箱的电源，并检查显示屏上的温度是否设置在适合解冻的低温，通常在1 ~4 之间。

放入冷冻食品：将冷冻食品放入解冻箱中，关闭箱门。

设定解冻时间：根据食品的大小和厚薄，设定解冻时间。一般来说，较小的食品需要较短的解冻时间，而较大的食品则需要更长的时间。

数码恒温解冻箱维护方法

清洁与干燥：定期清洁解冻箱是非常重要的。使用软布擦拭设备表面，特别注意不要使用研磨剂或化学清洁剂，因为这可能会对设备造成损害。清洁后，确保解冻箱内部干燥，以防止霉菌生长。

检查和调整恒温设置：数码恒温解冻箱的核心功能是恒温，因此定期检查和调整恒温设置是非常重要的。确保温度设置准确，并根据需要调整温度设置。过高的温度可能会导致食物过度解冻，而过低则可能无法达到预期的解冻效果。

请注意，具体的产品介绍、功能特点、操作方法和维护方法可能因不同品牌和型号的数码恒温解冻箱而有所差异。因此，在实际使用和维护过程中，建议参照产品说明书或咨询相关厂家获取更详细和准确的信息。

产品特点: 1、采用美国DS18B20温度控制和传感系统，控温精度高。 2、水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分。 3、优质不锈钢内胆，保证水质清洁卫生。 4、自动补水功能，无需人工操作。 5、具有上排水功能，工作室无需地漏。 6、采用进口磁力循环水泵，无噪音、静音运转。 7、液晶显示系统，线路控制更为jingque、直观、可靠。 8、解冻完成后，自动控干血袋，减少浸泡时间。 9、具有超温报警自动断电功能。 10、不锈钢隔栏，使用起来更为便捷、卫生。

型号 WGH-II

参数 循环水浴式

存水量 45kg ± 5%

循环能力 60L/min

控制范围 室温-45

控温精度 ± 0.1

加热功率 3200W

适合化浆量 20袋

大化浆量 25袋

解冻时间 10-15分钟

摆动频率 60周/分钟

摆动方式及幅度 左右往复50mm ± 5

箱体外观尺寸 790*520*930 (mm) (长*宽*高)