

# 医用冰冻制品快速解冻箱

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 医用冰冻制品快速解冻箱                  |
| 公司名称 | 北京禾和春科技有限公司                  |
| 价格   | .00/件                        |
| 规格参数 | 型号:WGH-II<br>规格:台/箱<br>产地:国产 |
| 公司地址 | 北京市海淀区万柳东路11号5层519           |
| 联系电话 | 13810720341 13810720341      |

## 产品详情

输血科冷冻血浆解冻箱是专为解冻冷冻血浆而设计的医疗设备，它采用先进的技术和智能控制系统，以确保血浆在解冻过程中的安全性和有效性。以下是该产品的详细介绍、使用方法以及维护方法。

### 产品介绍

输血科冷冻血浆解冻箱具有智能化的管理系统，采用先进的温控技术，如PLC温控模块，以实现解冻温度的jingque控制。其大尺寸彩色液晶触摸屏和全中文界面使得操作更加便捷，用户能够轻松设置解冻参数并实时监测解冻过程。解冻箱还具备自动诊断故障信息并弹窗提示的功能，极大地方便了用户的维护和保养。

此外，该解冻箱还具备质控数据的溯源性，能够实时记录血浆的解冻温度和解冻时间，确保每袋血浆的解冻过程都有据可查。同时，它的大容量数据存储功能也使得数据的保存和查阅变得更加方便。

在网络化管理方面，该解冻箱内置WIFI和USB模块，能够实现多样化数据传输功能。用户可以通过移动终端（如手机、平板）或电脑远程实时监控解冻箱的运行状态，为输血科的工作提供了极大的便利。

### 使用方法

使用输血科冷冻血浆解冻箱时，首先需要确保解冻箱处于水平状态，并连接好电源。然后，检查解冻箱内部是否清洁，无异物。接下来，将需要解冻的冰冻血浆袋放入解冻箱中，并确保标签清晰可读。根据血浆制品的要求，通过解冻箱的控制系统设置合适的解冻温度和时间参数。解冻过程中，应密切关注解冻箱的温度变化，确保温度控制在一定的范围内，以达到均匀解冻的效果。

### 维护方法

为了确保输血科冷冻血浆解冻箱的长期稳定运行，需要对其进行定期的维护和保养。

清洁箱体：定期清洁解冻箱的内部和外部，确保无尘埃、污垢或其他杂质积累。

检查电源线：定期检查电源线是否完好，无破损或老化现象。如有问题，应及时更换。

更换过滤器：根据使用说明书的要求，定期更换解冻箱内部的过滤器，以确保其正常运行。

遵循使用说明书：严格按照解冻箱的使用说明书进行操作和维护，避免不当使用导致设备损坏或影响解冻效果。

此外，还需要注意安全和法规问题。在使用解冻箱时，应确保电源插座符合相关安全标准，避免使用破损的插头或插座。同时，遵守国家相关法律法规，确保血液的来源和运输符合相关规定。

综上所述，输血科冷冻血浆解冻箱是一款功能强大、操作便捷的医疗设备。通过正确使用和维护，能够确保血浆在解冻过程中的安全性和有效性，为输血科的工作提供有力支持。

型号 WGH-II

参数 循环水浴式

存水量 45kg ± 5%

循环能力 60L/min

控制范围 室温-45

控温精度 ± 0.1

加热功率 3200W

适合化浆量 20袋

大化浆量 25袋

解冻时间 10-15分钟

摆动频率 60周/分钟