

# 全温控监测冷冻血浆解冻箱

产品名称	全温控监测冷冻血浆解冻箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:WGH-II 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

## 产品详情

全温控监测智能化血浆解冻仪是一款专为用血机构提供全面质量管理方案的专业设备。其主要功能是对冰冻血浆进行快速、安全的解冻，并确保血浆及其他血液成分在融解过程中保持恒定的温度。这种设备消除了临床用血中存在的不安全隐患，保障了患者的用血安全。

### 产品介绍

全温控监测智能化血浆解冻仪的设计符合国际、国内法律法规要求，能够确保临床用血信息的客观真实、完整，以及血浆融解过程的可追溯性。它具备智能化的操作管理系统，用户可以在触摸屏上直接操作仪器，并实时查看反应温度曲线的变化。此外，该设备还具备质控数据的溯源性，可以对融浆时的模拟血浆袋核心温度及上、下水箱的温度进行动态测试及分析，并将结果自动保存，便于质量管理与数据溯源。

### 使用方法

使用全温控监测智能化血浆解冻仪进行血浆解冻时，首先需要开启设备电源，并点击“开机”键进行自检。然后，将血浆袋放入血浆框中，选择对应的工况键，点击“开始解冻”键开始解冻过程。当解冻完成后，设备会发出报警提示，此时可以取出血袋。此外，该设备还提供了急诊模式解冻操作流程，包括时间法和温度法两种模式，可以根据实际需要选择。

### 维护方法

为了保持全温控监测智能化血浆解冻仪的正常运行，需要定期进行保养与维护。首先，应每周对解冻箱进行清洗保养，包括内外表面的清洁。其次，每年需要进行一次温度校正，确保实测温度与显示温度的准确性。此外，使用时还应注意一些细节，如使用独立的三芯插座、连好排水管防止溢水、避免血袋标签等物品落入水箱内等。

总的来说，全温控监测智能化血浆解冻仪是一款功能强大、操作简便的设备，能够满足用血机构对血浆解冻的严格要求。同时，通过正确的使用和维护，可以确保设备的长期稳定运行，为临床用血安全提供有力保障。

型号 WGH-II

参数 循环水浴式

存水量 45kg ± 5%

循环能力 60L/min

控制范围 室温-45

控温精度 ± 0.1

加热功率 3200W

适合化浆量 20袋

大化浆量 25袋

解冻时间 10-15分钟

摆动频率 60周/分钟

摆动方式及幅度 左右往复50mm ± 5

箱体外观尺寸 790\*520\*930 (mm) (长\*宽\*高)

产品特点: 1、采用美国DS18B20温度控制和传感系统，控温精度高。2、水循环系统进行解冻，迅速、充分、无瞬间温差，温度均衡，不会破坏血浆的有效成分。3、优质不锈钢内胆，保证水质清洁卫生。4、自动补水功能，无需人工操作。5、具有上排水功能，工作室无需地漏。6、采用进口磁力循环水泵，无噪音、静音运转。7、液晶显示系统，线路控制更为jingque、直观、可靠。8、解冻完成后，自动控干血袋，减少浸泡时间。9、具有超温报警自动断电功能。10、不锈钢隔栏，使用起来更为便捷、卫生。