

手外科医用保温装置

产品名称	手外科医用保温装置
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:YCB-7000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

医用手术室暖风机是一种专为手术室设计的保暖设备，它能为手术患者提供持续恒温的暖风，保护非手术部位或在手术后的麻醉复苏过程中保持患者的体温，有效预防和治疗低温下引起的各种并发症，提高患者舒适度与手术安全性。以下是对医用手术室暖风机的产品介绍、使用方法和维护保养的详细说明：

一、产品介绍

医用手术室暖风机采用先进的温度控制技术和智能化设计，具有多种功能特点：

全电脑控制、智能化高、温度控制可靠灵敏。

彩色液晶屏显示、中文菜单、报警提示，使得操作更加直观简便。

置式自锁紧风管接头，方便灵活，密封性好，确保暖风的有效输送。

一键飞梭式操作键，简单快捷，提高了操作效率。

四档温度设置，两档风速可选，适应不同的使用需求。

自动控温、自动计时、升温迅速，确保手术室温度的快速稳定。

此外，医用手术室暖风机还具备报警断电保护功能，当温度高于或低于设定值时，会自动断电，确保安全。

二、使用方法

在使用前，请确保电源稳定，并正确连接设备电源。

按下开机按键，暖风机将开始预热，预热时间大约在5~10分钟。

根据手术室的环境和患者需求，设置合适的温度和风速。

将设备放置在合适的位置，避免直接对着患者，以防止热风对患者造成不适。

在使用过程中，可以根据需要随时调节温度和风速。

三、维护保养

定期清洁：定期清洁暖风机的外壳和滤网，确保无尘、无异物，避免影响出风效果和空气质量。

检查电源线：定期检查电源线是否完好，避免出现短路或漏电现象。

维护温度控制系统：定期检查温度控制系统的准确性，确保其正常工作。

检查风机运转情况：定期检查风机运转是否平稳，如有异常声音或振动，应及时停机检查。

定期更换滤网：根据使用情况，定期更换滤网，以保证空气质量。

请注意，在使用过程中，务必遵守医院的管理规定，不要私自改变设备设置或长时间连续使用。同时，要密切关注暖风机的工作状态，如发现异常情况，应及时停机并联系人员进行维修。

总的来说，医用手术室暖风机是手术室中重要的保暖设备，正确使用和保养可以确保设备的正常运行和延长其使用寿命，为患者提供更加安全、舒适的手术环境。