

医疗机构使用的血小板保存箱

产品名称	医疗机构使用的血小板保存箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号: SJW-IA 规格: 台/箱 产地: 国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

医疗机构使用的血小板保存箱操作方法如下：

准备工作：首先，确保保存箱放置在平稳且通风良好的地方，周围无杂物，以便于操作和散热。插上电源，并根据实际需要设定温度，通常应保持在20 ~24 之间。

清洁与消毒：在每次使用前，使用消毒液和纯净水清洁保存箱内部，确保无污物和残留物，以避免对血小板的影响。用清洁的干布擦干内部表面，确保环境无菌。

放入血小板：将采集好的血小板放入专用的保存袋中，并放入保存箱内。注意避免过度压缩或挤压，确保每个袋子之间有足够的空间，以保持血小板的稳定。

开启振荡器：关闭保存箱盖子后，开启振荡器开关，使血小板在温和的振荡下得到充分的混合，有助于保持其稳定性和活性。

观察与记录：定期检查保存箱内的温度和湿度等参数，确保它们处于所需状态。如有异常，及时调整和采取措施。同时，按照要求记录相关信息，以便于后续的分析和管理。

至于血小板保存箱的维护保养，可以参照以下步骤：

日常清洁：每天使用后，都应清理保存箱内部，防止污垢或残留物的积累。这有助于保持保存箱的清洁和无菌状态，从而确保血小板的保存质量。

定期检查：定期检查保存箱的电源线和插头是否完好，以及振荡系统是否正常工作。如发现任何异常或损坏，应及时进行维修或更换。

温度校准：定期使用温度计检查保存箱的温度准确性。如果发现温度偏差较大，应按照设备说明书进行校准，以确保保存箱的温度控制精度。

注意使用环境：保存箱应放置在干燥、通风、无阳光直射的地方，避免其暴露于潮湿、高温或冷冻环境中。同时，避免将保存箱放置在靠近热源或强电磁场的地方，以防止对设备造成损害。

总的来说，正确的操作方法和定期的维护保养对于确保血小板保存箱的性能和血小板的质量至关重要。医疗机构应严格按照相关规定进行操作和维护，以确保血小板的安全和有效保存。

[尺寸规格]

产品型号	外型尺寸 (长*宽*高)	存放面积及层数 (长*宽*高)	存放血小板袋数	大存放数
SJW-IA型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm)	5袋	10袋
SJW-IB型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm)	7袋	14袋
SJW-IC型	690*680*1050(mm)	585*545*410(mm)	20袋	40袋
SJW-ID型	720*700*1680(mm)	590*450*1130(m)	40袋	80袋
SJW-IE型	1450*700*1680(mm)	1300*450*1130(m)	80袋	160袋