

恒温的血小板保存箱

产品名称	恒温的血小板保存箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号: SJW-IA 规格: 台/箱 产地: 国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

恒温的血小板保存箱操作方法与维护保养如下：

操作方法：

准备工作：将血小板保存箱放置在平稳的平面上，确保四周留有一定的空间，便于散热和电源线的接入。然后插上电源，打开电源开关。

温度设定：根据血小板的保存需求，通过控制面板设定所需的温度范围。通常，血小板需要在特定的低温环境下保存，以保持其活性和质量。

放入血小板：在确保保存箱内部温度达到设定值后，打开保存箱门，将待保存的血小板放入。注意避免过度挤压或碰撞，确保血小板袋之间的空间充足，以利于空气流通和温度均匀分布。

开启振荡功能：根据需要，开启保存箱的振荡功能。振荡可以帮助血小板在保存过程中保持均匀分布，防止沉淀。

监测与记录：在保存过程中，定期监测保存箱内的温度、湿度等参数，确保它们处于设定范围内。同时，记录每次放入和取出血小板的时间、数量等信息，以便追溯和管理。

维护保养：

日常清洁：定期清洁保存箱内部和外部，去除灰尘、污垢和血迹等。使用温和的清洁剂和无绒布进行清洁，避免使用刺激性的化学物品。

检查电源线与插头：定期检查保存箱的电源线和插头是否完好，有无破损或老化现象。如有问题，及时更换以避免安全隐患。

温度校准：定期使用校准过的温度计对保存箱进行温度校准，确保其温度显示的准确性。如发现偏差，按照设备说明书进行校准调整。

检查振荡功能：定期检查振荡功能是否正常工作，如有异常噪音或振荡不均匀等情况，及时联系维修人员进行检修。

定期维护：按照设备说明书的要求，定期对保存箱进行维护，如更换滤网、检查冷凝器等。这有助于确保设备的长期稳定运行和延长使用寿命。

请注意，不同型号的血小板保存箱可能具有不同的操作方法和维护要求。因此，在实际操作过程中，应严格按照设备说明书进行操作和维护，以确保血小板的安全和有效保存。同时，操作人员应具备一定的专业知识和操作技能，以确保操作的正确性和安全性。

控温方式：数字信号检测，微处理技术

控温范围：22.0 ± 2.0

报警温度：<20 、 >24 、 非正常关机断电报警

振荡幅度：50mm

工作方式：连续左右往复，水平振荡

振荡频率：60 ± 5周/分钟

环境温度：5 ~ 35

制冷功率：500W

加热功率：200W