

医院用的血小板保存箱

产品名称	医院用的血小板保存箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号: SJW-IA 规格: 台/箱 产地: 国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

血小板恒温震荡保存箱是为了在血小板解冻完成后，等待给患者输注的过程中，提供一个20 -24 的恒温环境，并进行连续的摆动保存，以确保血小板的稳定性和安全性。以下是关于该产品的详细介绍、使用方法以及操作维护的说明。

产品介绍：

血小板恒温震荡保存箱通常采用先进的恒温技术，能够确保箱体内的温度稳定在所需范围内。同时，该设备还具备震荡功能，可以模拟人体内的环境，使血小板保持活性。此外，一些的血小板恒温震荡保存箱还配备了智能控制系统，能够实时监测并调节温度，保证血小板的安全保存。

使用方法：

准备工作：将保存箱放置在平稳的桌面上，接通电源，并根据需要设定好温度范围。

清洗和消毒：使用消毒液和纯净水清洗保存箱内部，确保无细菌残留。然后用干净的布擦干。

放置血小板：将解冻后的血小板轻轻放入保存箱内的保存架上，注意不要过度挤压或碰撞。

开启震荡功能：启动震荡器，使血小板在温和的震荡下得到充分的混合，保持其稳定性。

监测与记录：定期检查保存箱内的温度、湿度等参数，确保其处于适宜状态，并记录相关数据。

操作维护：

定期清洁：定期清洗和消毒保存箱内部，确保无菌环境。

温度校准：定期校准保存箱的温度传感器，确保其准确性。

检查震荡功能：定期检查震荡器的工作状态，确保其正常运行。

电源与电线维护：定期检查电源线和插头，确保无破损或老化现象。

维修与保养：如遇故障或性能下降，及时联系维修人员进行检查和维修。

请注意，不同型号的血小板恒温震荡保存箱可能具有不同的特点和功能，具体操作和维护方法也可能有所不同。因此，在使用前，请务必仔细阅读产品说明书，并按照说明书上的指导进行操作和维护。

机器运行微处理控制

温度超高/超低报警

非正常关机断电报警

电机故障自动报警

LED液晶，信息阅读窗口

具有紫外线消毒功能，保持腔内环境无菌

采用进口压缩分

制涩绞剑悍绩錡134A非氟氯化碳制冷剂

带锁静音脚轮方便移动

采用双温区独立控制（ID/IE型）

SJW-ID型为两个独立振荡器，SJW-IE型为四个独立振荡器，

输血科医用血小板震荡保存箱 [技术参数](#)

控温方式：数字信号检测，微处理技术

控温范围：22.0 ± 2.0

报警温度：<20 、 >24 、 非正常关机断电报警

振荡幅度：50mm

工作方式：连续左右往复，水平振荡

振荡频率：60 ± 5周/分钟

环境温度：5 ~ 35

制冷功率：500W

加热功率：200W