

# 国产数码恒温血小板保存箱

产品名称	国产数码恒温血小板保存箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号: SJW-IA 规格: 台/箱 产地: 国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

## 产品详情

血小板恒温振荡保存箱是用于保存解冻后的血小板，确保其在等待给患者输注的过程中保持安全和稳定的重要设备。以下是对其产品介绍、使用方法以及操作维护的详细说明：

### 一、产品介绍

血小板恒温振荡保存箱是为了满足血小板在20 -24 恒温环境中连续摆动保存的需求而设计的。该设备通常具备以下特点：

**温度控制：**能够jingque地将箱内温度维持在设定的范围内，确保血小板在佳温度下保存。

**振荡功能：**通过连续不断的水平振荡，帮助血小板在保存过程中保持均匀混合，避免沉积和结块。

**结构设计：**采用聚氨脂发泡和不锈钢箱体，具有良好的保温和耐用性。双层玻璃门设计，便于观察箱内情况。

**定时功能：**可以设置不同的时间段，定时打印存放时间及温度值，方便追踪和记录。

### 二、使用方法

**准备工作：**将保存箱放在平稳的桌面上，插上电源，并根据需要设定温度。

**清洗和消毒：**打开保存箱盖子，使用消毒液和纯净水清洗内部，然后用清洁的干布擦干。

**放入血小板：**将解冻后的血小板平置放入内腔保存架上，注意避免压缩或挤压。

**开启振荡器：**关闭保存箱盖子后，开启振荡器开关，使血小板在恒温和振荡条件下保存。

观察并记录：定期检查保存箱内的温度和血小板状态，并按需记录。

### 三、操作维护

温度设定：按照说明书正确设定温度，并确保在温度稳定后才开始使用。

日常清洁：定期清洁和消毒保存箱内部，以去除污渍和细菌。

仪器检查：定期检查保存箱的工作状态，包括温度稳定性、振荡功能等。

电源安全：确保电源插头插入带有保护接地的三芯电源插座，避免电气事故。

维修与保养：如遇到故障或需要维修，请联系人员进行处理，切勿自行拆机维修。

总之，血小板恒温振荡保存箱是血液中心、临床输血科、血库以及血液制成品生产单位等场所的重要设备。正确的使用方法和维护措施能够确保设备的正常运行和血小板的安全保存。

产品型号	外型尺寸（长*宽*高）	存放面积及层数（长*宽*高）	存放血小板袋数	大存放数
SJW-IA型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm) ) 5层	5袋	10袋
SJW-IB型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm) ) 7层	7袋	14袋
SJW-IC型	690*680*1050(mm)	585*545*410(mm) ) 10层	20袋	40袋
SJW-ID型	720*700*1680(mm)	590*450*1130(m m) 20层	40袋	80袋
SJW-IE型	1450*700*1680(mm) )	1300*450*1130(m m) 20层*2双40层	80袋	160袋