

# 血站设备数码恒温震荡保存箱

产品名称	血站设备数码恒温震荡保存箱
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号: SJW-IA 规格: 台/箱 产地: 国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

## 产品详情

血小板恒温震荡保存箱是一种专门用于保存血小板的设备，它能在等待给患者输注的过程中，提供一个恒温且持续摆动的环境，以确保血小板的安全和稳定性。以下是对该产品的详细介绍、使用方法以及操作维护的说明：

### 产品介绍

血小板恒温震荡保存箱的设计目的是为血小板提供一个20 -24 的恒温环境，并在这个环境中实现连续的摆动保存。这有助于保持血小板的活性和稳定性，从而确保其在输注给患者时具有佳的效果。

该保存箱通常采用先进的聚氨脂发泡技术，结合不锈钢箱体和双层玻璃门，确保其良好的保温性能和耐用性。同时，它还具备定时打印存放时间及温度值的功能，用户可以根据需要选择5分钟、15分钟、30分钟、1小时、1.5小时、2小时、3小时、4小时、5小时、8小时共十档进行打印记录。

### 使用方法

**准备工作：**将保存箱放置在平稳的桌面上，插上电源，并按照说明书设定好所需的温度。待温度稳定后，即可开始使用。

**清洗和消毒：**打开保存箱的盖子，使用消毒液和纯净水清洗内部，然后用清洁的干布擦干。

**放入血小板：**将新鲜采集的血小板装入保存箱内，注意避免压缩或挤压，确保每个袋子之间有足够的空间。

**开启振荡器：**关闭保存箱盖子后，开启振荡器开关，使血小板在温和的振荡下得到充分的混合并保持稳定性。

**观察与记录：**定期检查保存箱内的温度、湿度等参数，确保它们处于所需状态，并按照要求进行记录。

结束使用：当需要取出血小板时，先关闭振荡器和温度调节器，拔掉电源，打开保存箱盖子，取出所需数量的血小板，并重新封好剩余的袋子。

## 操作维护

日常保养：经常清洁保存箱内外，保持其干净无尘。同时，定期检查电源线、插头等是否完好，确保电气安全。

注意环境：在低电压、高负荷、高温、高湿的环境中使用时，需特别留意设备的运行状态，确保其正常运行。

避免触碰：设备的表面应避免与挥发性化学品如车用汽油等接触，以防腐蚀或损坏。

挪动与放置：在挪动设备时，应注意保持其倾斜角度不超过45°，以防止对制冷机组造成损害。

不适用情况：设备不适用于含有易挥发有机物、低燃点气体或有害物质的振荡加热操作。

夜间使用：在夜间使用时，应有专人值班，确保温度、振荡设置正确，并在出现异常情况或警报时立即断电并查明原因。

故障处理：当设备出现故障时，应由人员进行维修，切勿自行拆机。

总之，正确操作和维护血小板恒温震荡保存箱对于确保血小板的质量和安全性至关重要。请严格按照产品说明和使用方法进行操作，并定期进行维护和保养，以延长设备的使用寿命并确保其正常运行。

## [ 尺寸规格 ]

产品型号	外型尺寸 (长*宽*高)	存放面积及层数 (长*宽*高)	佳存放数	大存放数
SJW-IA型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm)	5袋	10袋
SJW-IB型	540*595*970(mm)	430*380*470(mm)	7袋	14袋
SJW-IC型	690*680*1050(mm)	585*545*410(mm)	20袋	40袋
SJW-ID型	720*700*1680(mm)	590*450*1130(m)	40袋	80袋
SJW-IE型	1450*700*1680(mm)	1300*450*1130(m)	80袋	160袋