

脑循环康复治疗仪

产品名称	脑循环康复治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:HK-D2000II 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

脑循环康复治疗仪

型号: HK-D2000II

规格: 台/箱

产地: 国产

尊敬的客户：

感谢您选择北京禾和春科技有限公司生产的脑循环康复治疗仪，我们将向您介绍该设备的工作原理和状况，并展示其在康复治疗领域的广泛用途和未来远景。

该脑循环康复治疗仪的核心原理是通过中频电磁波的作用，刺激大脑皮层神经细胞的活跃性，促进脑血液循环的增加。具体来说，我们采用了先进的脉冲电磁场技术，通过电磁探头将电磁波jingque地传递到人体头部，刺激脑皮层区域，引发神经元兴奋，从而改善脑血液流动及氧供状况。

该设备适用于广泛的康复治疗范围，包括中风后遗症、脑功能障碍、脑萎缩、认知障碍等疾病。对于中风患者来说，脑循环康复治疗仪能够有效地提高大脑内的新陈代谢，帮助患者尽早康复。对于老年人和认知障碍患者来说，该设备可以改善血液循环，增强大脑活力，提升记忆力和认知功能。

而且，凭借其zhuoyue的治疗效果和方便的使用特点，脑循环康复治疗仪在未来将有更广阔的发展空间。它可以在家庭、医院、康复中心等场所使用，为患者提供便利的治疗方式。该设备还具备智能化的操作界面，可以根据患者的具体情况和治疗需求进行个性化的调节，以获得佳的治疗效果。

为了确保您获得高品质的产品和良好的使用体验，我们的脑循环康复治疗仪经过严格的质量控制，所有设备都经过严密的测试和检验，并获得了相关的认证。此外，设备的尺寸为标准台/箱规格，方便运输和

存储。

综上所述，脑循环康复治疗仪具有先进的工作原理和zhuoyue的疗效，可以广泛应用于康复治疗领域。无论是作为康复机构的设备还是个人家庭的自我康复工具，该设备都能为患者提供有效的治疗方案。选择我们的产品，您将获得高品质的康复治疗服务，帮助您重拾健康和幸福。

北京禾和春科技有限公司，期待与您携手共创美好未来。

脑循环功能障碍治疗仪技术参数：

1、

电疗部分（电片）：供对中风、瘫痪患者功能恢复的辅助治疗。

磁疗部分（治疗帽）：适用于缺血性脑血管病、神经衰弱、脑损伤性疾病患者功能恢复的辅助治疗。

2、采用9.7英寸液晶触摸屏显示，机柜推车式（不可拆分一体机）。

3、双路输出，可同时治疗2个人，使操作更简单、直观；

4、治疗时间：治疗仪具有定时功能，可在1~90分钟范围内设定所需时间，大值为90，小值为1，步距1min，治疗时间设定后治疗途中不可以更改。

5、采用一体化治疗帽，依据人体头部的结构特点，人性化设计，操作简单，佩戴舒适；

6、电疗工作参数：

6.1电疗工作模式：具有四种工作模式分别为常规模式、连续模式、脉冲模式、夜间模式（工作模式设定后治疗途中不能更改）。

6.2仿生处方设置：电疗输出中有10个治疗处方，操作人员可以根据患者的实际情况选择合适的治疗处方，治疗模式更有针对性、更人性化。

6.3脑电强度设置：01-80强度，大强度为80，小强度为1，步距1，（启动不可调节，可单独运行，治疗途中可以任意调节）

6.4躯体电强度设置：01-90强度，大强度为90，小强度为1，步距1，

（启动不可调节，可单独运行，治疗途中可以任意调节）

7、磁疗工作参数：（磁疗强度、磁疗频率、振动强度、振动频率在启动均不可调节，可单独运行）

7.1磁疗强度：共有弱、中、强三个档位

7.2磁疗频率：磁疗频率共有1Hz、5Hz、10Hz、15Hz、20Hz、30Hz、40Hz、50Hz八个档位，初始值为1Hz。

7.3振动强度：共有弱、中、强三个档位

7.4振动频率：共有2Hz、5Hz、10Hz三个档位，初始值为0Hz。

- 8、电掉落提示：当脉冲强度达到20V以上，电发生掉落时，治疗仪的蜂鸣器会自动响起，发出声音提示，同时界面标炼耸敞瘟埔亲远；
- 9、整机通过电磁兼容检测，防止电磁辐射对其他设备和系统的干扰。
10. 噪声： 60dB (A)。