康复科空气压力波治疗仪

产品名称	康复科空气压力波治疗仪
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:IPC-6000 规格:台/箱 产地:国产
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

空气波压力治疗仪是一种医疗设备,主要用于辅助治疗和预防多种与血液循环相关的疾病。以下是关于 空气波压力治疗仪的详细介绍:

一、产品介绍

空气波压力治疗仪由主机、电疗输出线、电极、充气导管、气囊等部分组成。电极采用外购具有医疗器械注册证的产品,确保治疗过程的安全性和有效性。该设备按结构及通道数不同可分为多种型号,以满足不同患者的治疗需求。

二、功能特点

辅助治疗多种疾病:空气波压力治疗仪适用于脑血管意外、脑外伤、脑手术后、脊髓病变引起的肢体功能障碍和外周非栓塞性脉管炎的辅助治疗,以及预防静脉血栓形成,减轻肢体水肿。此外,它还可用于糖尿病引发的末梢神经炎、糖尿足等疾病的治疗。

消除疲劳与加强运动:通过空气波压力治疗仪的按摩功能,可以帮助患者消除疲劳,提高生活质量。对于平时缺乏运动的患者,该设备可通过气压带动肌肉组织运动,实现居家或床上的康复锻炼。

按摩理疗与淋巴排毒:空气波压力治疗仪可用于腰肌劳损、坐骨神经痛、扭伤、落系髁膝肿胀、下肢肿胀等气压按摩理疗。同时,通过按摩疏通经络,促进人体血液循环和淋巴回流,排除体内毒素。

三、操作方法

选择合适的袖套,并将其套在需要治疗的部位上。

将空气波压力治疗仪与袖套连接,并打开设备。

调节治疗时间、强度和频率等参数,根据病情和医生建议进行治疗。

治疗结束后,关闭设备,将袖套取下,并进行清洗和消毒。

四、维护保养

定期检查和维护:为确保空气波压力治疗仪的工作效果和安全性,需要定期对其进行检查和维护。这包括检查各个管路连接是否松动或老化,定期更换过滤器、水杯等易污染易损坏的部件。

清洁与消毒:每次使用后,应对设备外表面进行清洁消毒,并定期对内部进行清洗。这有助于保持设备 卫生,防止交叉感染。

避免直接作用于敏感部位:在使用空气波压力治疗仪时,应避免将其直接作用于眼睛、脑部等敏感部位,以免造成不良后果。

遵循使用说明:在使用空气波压力治疗仪时,应遵循设备的使用说明和医生的建议,确保治疗过程的安全性和有效性。

空气波理疗仪 采用对多腔体充气囊进行波浪式充气、膨胀、放气,具有方向性、渐进性、累积的"挤出作用"

技术参数2.1压力设置范围:5-25kpa,精度±3kpa

2.2循环治疗模式:P1~P5(五种模式)

2.3时间数字显示范围:00—99,调节步长为1,单位有分钟/小时两种

*2.4超压报警:仪器压力超过30 kpa,长鸣报警,停止工作

*2.5欠压报警: 仪器压力低于设定压力,间断鸣声报警,停止工作

*2.6结束报警:完成设定的治疗时间后报警,断续报警,停止工作

- *2.7有线手柄遥控器可远程控制主机停止工作,
- * 2.8可以关闭任意腔室,以方便部位创伤或手术后的患者
- *2.9任意调节运行中的腔室压力,以达到更好的治疗效果。
- *2.10实时显示设备运行模式动态、压力及时间。
- 2.11选用TPU材质四腔叠加式充气套筒,每套筒内附可拆冼内衬。
- 2.12配有DVT用气囊,预防深静脉血栓的形成。